

介護保険制度適用福祉用具
レンタルガイド
Vol.7



料金のご案内

- (1) レンタルは1ヵ月単位でご利用になれます。
(2) 開始月と終了月のレンタル料は、次の通りです。

開始月	契約が15日以前:1ヵ月分の全額 契約が16日以降:1ヵ月分の1/2の額
-----	---

終了月	契約が15日以前:1ヵ月分の1/2の額 契約が16日以降:1ヵ月分の全額
-----	---

※ただし、開始と終了が同月内の場合のレンタル料は1ヵ月分全額となります。

- (3) 介護保険が適用される場合に利用者が負担するレンタル料は1割～3割です。
(4) 介護保険が適用されない場合、または利用限度額を超える場合にはレンタル料は全額利用者負担となります。
(利用限度額を超える場合は、超えた金額分につき全額利用者負担)

搬入・搬出料

- (1) 搬入・搬出費は原則としてレンタル料に含まれます。
(2) 次のようなときは搬入・搬出費用が別途発生する場合があります。
詳しくは専門相談員がご説明いたします。
1. 用具の保全上、特別な作業や処置が必要な場合
 2. お届け先が遠隔地、山間、離島など、通常サービス地域以外の場合
 3. 契約期間中にお客様の転居などにより用具を移転する場合
 4. 今回レンタルする用具以外の移動作業が必要な場合

CONTENTS

- 特殊寝台〈サービスコード171003〉
…P3～5、9、11～12
- 特殊寝台付属品〈サービスコード171004〉
…P6～8、10、12～14
- 床ずれ防止用具〈サービスコード171005〉
…P15～17
- 体位変換器〈サービスコード171006〉
…P17～18
- 認知症老人徘徊感知機器〈サービスコード171011〉
…P19
- 車いす〈サービスコード171001〉
…P20～27
- 車いす付属品〈サービスコード171002〉
…P25、28～29
- スロープ〈サービスコード171008〉
…P30～31
- 歩行補助つえ〈サービスコード171010〉
…P32～33
- 歩行器〈サービスコード171009〉
…P34～39
- 移動用リフト〈サービスコード171012〉
…P40～41
- 手すり〈サービスコード171007〉
…P42～54
- TAISコード一覧
…P55～62

その他の注意点

- (1) レンタル用具を「購入」へと切り替えることはできません。
- (2) 故障時などの取り扱い：万が一、故障などが起きた場合には、所定のお問い合わせ窓口にご連絡ください。修理、交換などの手配をおこないます。
- (3) 取扱説明書をよく読んで、安全にご利用下さい。
- (4) 一部支店で取り扱いのない商品もございます。

■ レンタルサービスのご案内

福祉用具専門相談員などの専門家が、多種多様な用具の中から使用する方に最適なものをご提案します。
もちろん、お届け後は使用方法をていねいにご説明。
万が一故障などが発生した場合にも素早く対応いたします。

1 ▼	ご案内	お気軽に お問い合わせ ください!!	ケアマネジメント機関のご紹介、各種公的サービス情報の提供を含め、介護保険制度（福祉用具の貸与）の仕組みをご説明します。
2 ▼	用具選定についての アドバイス	あなたに ピッタリのものを!	専門スタッフがお客様の状況をもとに、最適な用具をご提案します。料金や仕組みも納得したうえで、あなた自身が決定してください。
3 ▼	お申込	内容はご自分で 確認!	用具、価格、期間などを確認のうえ、ご希望を承ります。
4 ▼	納品	組み立ても やります!	納品日・場所を打ち合わせたら、専門車両で用具をお届け。専門相談員が設置や組立、調整をし、ていねいに使い方を説明します。 また利用者本人による練習も実施していただきます。
5 ▼	ご契約	最短契約期間は 1ヵ月	お納めした用具の確認をしていただいた後に、正式な契約を交わします。
6 ▼	アフターサービス	ご希望は 遠慮なく!	使用状況を定期的におうかがいします。契約は1ヵ月単位なので状況に合わなくなったら、用具を替えることもできます。 もちろん故障などの際には、ご連絡をください。 すみやかに修理、交換します。
7 ▼	解約・引取り		レンタル契約期間が終了しましたら、日時の打ち合わせの後、専用車両で引き上げにうかがいます。
8	洗浄・消毒・補修・保管		徹底した衛生管理システムのもと、洗浄・消毒など必要な処置をほどこし、再レンタルに備えて厳重保管します。

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊
感知機器

車いす

車いす
付属品

スロープ

歩行補助
つえ

歩行器

移動用
リフト

手すり

T
A
I
S
コ
ー
ド

特殊寝台 サービスコード:171003

楽匠プラス 多機能ボード (パラマウントベッド)

スマートハンドル 非課税

もっと身体にやさしく、もっと次の動作につながる。背上げ機構がさらにやさしくグレードアップ。

Hタイプ




幅2種類

3M
モーション
ラクリア

2M
モーション

Xタイプ




幅2種類

3M
モーター

2M
モーション

2M
モーター



リモコン



モスグリーン



キャメル

タイプ	Hタイプ			
モーター	3モーション (ラクリア)		2モーション	
カラー	モスグリーン	キャメル	モスグリーン	キャメル
幅 83cm幅	KQ-A6111(S)	KQ-A6122(S)	KQ-A5111(S)	KQ-A5122(S)
幅 91cm幅	KQ-A6311(S)	KQ-A6322(S)	KQ-A5311(S)	KQ-A5322(S)

タイプ	Xタイプ					
モーター	3モーター (らくらく)		2モーション		2モーター	
カラー	モスグリーン	キャメル	モスグリーン	キャメル	モスグリーン	キャメル
幅 83cm幅	KQ-A3111	KQ-A3122	KQ-A4111	KQ-A4122	KQ-A2111	KQ-A2122
幅 91cm幅	KQ-A3311	KQ-A3322	KQ-A4311	KQ-A4322	KQ-A2311	KQ-A2322

※ (S)はスマートハンドル付きになります。

楽匠プラス 特徴

もっと、もっと、身体にやさしくするために

介護用電動ベッドでもっとも利用されている背上げ機能をさらに磨きあげています。全面的に作り直したプラスラインボトムをシリーズ全機種に採用することで、先進のラクリアモーションから背ボトムだけを動かすものまで、すべての背上げ機構がグレードアップしています。



もっと、介護する方とつながるために

スマートフォン用の専用アプリも用意しました。家庭内呼び出し機能で、手元スイッチからスマートフォン※に発信できます。また、スマートフォンでベッドの操作ができます。

※無線が届く範囲で受信します。



最低床高15cmの超低床にも対応

楽匠プラスシリーズは、最低床高21cmと低く抑えた設計です。さらにXタイプでは、脚座を取り付ける向きを変えることで、最低床高15cmの超低床ベッドに切り替えられます。



21cm



15cm

特殊寝台 サービスコード:171003

楽匠プラス スリムボード (パラマウントベッド)

スマートハンドル 非課税

パラマウントベッドの介護用ベッドでもっともコンパクトな木製ボードです。

特殊寝台

付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊感知機器

車いす

車いす付属品

スロープ

歩行補助つえ

歩行器

移動用リフト

手すり

コード

Hタイプ



幅2種類



3M モーション
2M モーション
ラクリア

Xタイプ



幅2種類

3M モーター
2M モーション
2M モーター



モスグリーン

キャメル

タイプ		Hタイプ			
モーター		3モーション(ラクリア)		2モーション	
カラー		モスグリーン	キャメル	モスグリーン	キャメル
幅	83cm幅	KQ-A6114(S)	KQ-A6125(S)	KQ-A5114(S)	KQ-A5125(S)
	91cm幅	KQ-A6314(S)	KQ-A6325(S)	KQ-A5314(S)	KQ-A5325(S)

タイプ		Xタイプ					
モーター		3モーター (5くらく)		2モーション		2モーター	
カラー		モスグリーン	キャメル	モスグリーン	キャメル	モスグリーン	キャメル
幅	83cm幅	KQ-A3114	KQ-A3125	KQ-A4114	KQ-A4125	KQ-A2114	KQ-A2125
	91cm幅	KQ-A3314	KQ-A3325	KQ-A4314	KQ-A4325	KQ-A2314	KQ-A2325

※ (S)はスマートハンドル付きになります。

楽匠Zシリーズ (パラマウントベッド)

スマートハンドル 非課税


骨盤が立ち、臀部と太ももでしっかりと身体を支えることができるので、疲れにくく身体が動かしやすくなります。

木製ハイトタイプ (H/H)

幅2種類

長さ2種類

3M モーション
2M モーション




木目タイプ

幅2種類

長さ2種類

3M モーション
2M モーション



木製タイプ (H/F)



リモコン



3モーション用 2モーション用

モーター			3モーション			2モーション		
ボード			木製ハイトタイプ (H/H)	木製タイプ (H/F)	木目タイプ	木製ハイトタイプ (H/H)	木製タイプ (H/F)	木目タイプ
幅	83cm幅	レギュラー	KQ-7313 (S)	KQ-7312 (S)	KQ-7311 (S)	KQ-7213 (S)	KQ-7212 (S)	KQ-7211 (S)
		ミニ	KQ-7303 (S)	KQ-7302 (S)	KQ-7301 (S)	KQ-7203 (S)	KQ-7202 (S)	KQ-7201 (S)
	91cm幅	レギュラー	KQ-7333 (S)	KQ-7332 (S)	KQ-7331 (S)	KQ-7233 (S)	KQ-7232 (S)	KQ-7231 (S)
		ミニ	KQ-7323 (S)	KQ-7322 (S)	KQ-7321 (S)	KQ-7223 (S)	KQ-7222 (S)	KQ-7221 (S)

※ (S)はスマートハンドル付きになります。

※ オプションは課税対象ですが、ベッド本体と同時にレンタルされる場合は、マットレスとサイドレールは非課税になります。※ スマートハンドルについてはP6をご参照下さい。

特殊寝台 サービスコード:171003

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊
感知機器

車いす

車いす
付属品

スロープ

歩行補助
つえ

歩行器

移動用
リフト

手すり

トイレ
コト

クオラONE (パラマウントベッド)

非課税


進化した背あげ機構とICTを搭載した介護用ベッド。

●ストレッチ背あげ

2M モーター
2M モーション
3M モーター

木製(スクエア)タイプ


商品紹介動画は
こちら



単に背ボトムを起こすのではなくやや伸びあがるように起こすことで背ボトムと体の回転軸が近くなり、背あげによる圧迫感や体のズレを軽減します。

●クオラONE 各種寸法

a	83cm幅:92.4cm	91cm幅:99.9cm
b	レギュラー :201.7cm	ミニ :190.7cm
c	137.3cm	
d	25~60cm	
e	40cm	
f	40cm	



モーター	幅 (cm)	型番
3M	83	KQ-B6307
	91	KQ-B6327
2Mo	83	KQ-B6407
	91	KQ-B6427
2M	83	KQ-B6207
	91	KQ-B6227

●ベッド操作アプリ



スマートフォンにベッド専用アプリをダウンロードして、スマートフォンをベッドに登録すれば、家庭内呼び出し機能、スマートフォンによるベッド操作などが利用できます。

iphoneの場合は
こちら



Androidの場合は
こちら



楽匠Sシリーズ (パラマウントベッド)


非課税 (100cm幅のみ課税)

超低床20cmから65cmまでのロングストローク。

木製ボード
5く5く
モーション
2M
モーター

幅3種類


長さ2種類



木目調ボード
5く5く
モーション
2M
モーター

幅2種類

長さ2種類



リモコン




5く5く
モーション用
2モーター用



モーター			5く5くモーション		2モーター	
ボード			木製	木目調	木製	木目調
幅	83cm幅	レギュラー	KQ-9612	KQ-9611	KQ-9212	KQ-9211
		ミニ	KQ-9602	KQ-9601	KQ-9202	KQ-9201
	91cm幅	レギュラー	KQ-9632	KQ-9631	KQ-9232	KQ-9231
		ミニ	KQ-9622	KQ-9621	KQ-9222	KQ-9221
	100cm幅	レギュラー	KQ-9652	—	KQ-9252	—

特殊寝台付属品 サービスコード:171004

ベッドサイドレール (パラマウントベッド) 非課税



KS-161Q:長さ96.4×高さ37.5cm/重量2.5kg
KS-171Q:長さ96.4×高さ43.5cm/重量2.8kg
※高さはボトム面からのサイズです。

ベッドサイドレール(1本) (パラマウントベッド) 非課税




KS-151Q:長さ59(上部49.6)×高さ37.5cm/重量1.8kg
※高さはボトム面からのサイズです。

ソフトカバー付きベッドサイドレール (パラマウントベッド) 非課税



KS-161QC:長さ96.4×高さ37.5cm/重量約3.0kg
KS-171QC:長さ96.4×高さ43.5cm/重量約3.4kg
KS-151QC(1本):長さ59(上部49.6)×高さ37.5cm/重量約2.1kg
※高さはボトム面からのサイズです。

ベッドサイドレール(1本) (パラマウントベッド) 非課税



KS-191Q:長さ82.7×高さ37.5cm/重量2.0kg
※高さはボトム面からのサイズです。

スイングアーム介助バー(1本) (パラマウントベッド)



セーフティーロック

ロックレバーは手になじむ形状で操作しやすく、視認性の高い色を用いています。また、誤操作を予防するために、セーフティーロック機構を採用しています。




ストッパー

意図しない操作等により不意のロック解除を予防するためにストッパーをお取り付けの上ご使用ください。



スイングアーム

スイングアームの角度を0°~150°(30°刻みで6段階)に調整できます。アームはつかまりやすい形状で、滑りにくい材質を使用しています。また、アームの端部を認識しやすいように、視認性の高い色の目印と突起を設けています。



KS-099A:長さ112×高さ41cm/重量8.25kg
※高さはボトム面からのサイズです。
※クオラONEのみ高さ40cmとなります。


スイングアーム介助バー/ソフトカバー付(1本) (パラマウントベッド)




KS-096A:長さ110.9×高さ39.5cm/重量6.4kg
KS-096ACL:長さ110.9×高さ39.5cm/重量6.6kg
※高さはボトム面からのサイズです。
※クオラONEのみ高さ41cmとなります。




スイングアーム介助バー(1本) (パラマウントベッド)



KS-098A:長さ112.1×高さ41cm/重量7.9kg
KS-098ACL:長さ112.1×高さ41cm/重量8.1kg
※高さはボトム面からのサイズです。
※クオラONEのみ高さ41cmとなります。



サイドグリップ/ソフトカバー付き(1本) (パラマウントベッド)



KS-030A:長さ82.2×高さ41cm/重量6.8kg
KS-030AC:長さ82.2×高さ41cm/重量6.9kg
※高さはボトム面からのサイズです。
※クオラONEのみ高さ40cmとなります。

スマートハンドル (パラマウントベッド)

停電などの緊急時に電動ベッドのポジション操作が行えます。

ハンドルを回すことで、背(上下)、膝(上下)、高さ(下)の操作が可能です。

楽匠プラス(H)・楽匠Z	楽匠プラス(X)
ベッド品番に「S」を付けてご注文下さい。(例:KQ-****S)	スマートハンドルNN-2000をご注文下さい。

スマートハンドル
の機種に取付可

※オプションは課税対象ですが、ベッド本体と同時にレンタルされる場合は、マットレスとサイドレールは非課税になります。※サイドレールの重量は1本分を表記しています。

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊
感知機器

車いす

車いす
付属品

スロープ

歩行補助
つえ

歩行器

移動用
リフト

手すり

TAIS
コード

特殊寝台付属品 サービスコード:171004

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊
感知機器

車いす

車いす
付属品

スロープ

歩行補助
つえ

歩行器

移動用
リフト

手すり

TOILET
コース

延長フレーム（楽匠プラス用）（パラマウントベッド） 非課税

ベッド全長を足側に14cm延長可能。

幅2種類



KQ-PA0L:83cm幅用
KQ-PA2L:91cm幅用

脚座ゴムシート（パラマウントベッド）



KQ-P732
(楽匠プラスXタイプ・楽匠S用)




KQ-P70K
(楽匠プラスHタイプ・楽匠Z用)

KQ-P732:長さ17×幅約11×厚さ約0.7cm (4枚セット)
KQ-P70K:長さ約28×幅約5.7×厚さ約0.6cm (4枚セット)
※介護保険対象外です。

延長マットレス（プレグラール）（パラマウントベッド） 非課税

幅3種類



KE-553L:幅83×長さ14×厚さ8cm
KE-551L:幅91×長さ14×厚さ8cm
KE-557L:幅99×長さ14×厚さ8cm (100cm幅用)
※KE-557Lのみ課税

キャスター/キャスター付ハイトスペーサー（楽匠プラスXタイプ・楽匠S用）（パラマウントベッド）



KQ-P90C:
ベッドの高さは変わりません。




KQ-P90CH:
ベッドの高さが楽匠プラスXタイプでは7cm、
楽匠Sでは6.5cm高くなります。

延長フレーム（楽匠Z用）（パラマウントベッド） 非課税

ベッド全長を足側に14cm延長可能。

幅2種類



KQ-P70L:83cm幅用
KQ-P72L:91cm幅用

延長フレーム（楽匠S用）（パラマウントベッド） 非課税

ベッド全長を足側に14cm延長可能。

幅3種類



KQ-P90L:83cm幅用
KQ-P92L:91cm幅用
KQ-P94L:100cm幅用
※KQ-P94Lのみ課税

キャスター（楽匠プラスHタイプ・楽匠Z用）（パラマウントベッド）



KQ-P70C:
ベッドの高さが3cm高くなります。

ハイトスペーサー（楽匠プラスXタイプ・楽匠S用）（パラマウントベッド） 非課税



KQ-P90H:
ベッドの高さが楽匠プラスXタイプでは7cm、
楽匠Sでは6.5cm高くなります。



KQ-PA0A (KQ-P90H使用時):
※楽匠プラスXタイプに使用する時は
一緒に取り付ける必要があります。

特殊寝台付属品 サービスコード:171004

ベッドサイドテーブル (パラマウントベッド)



KF-1970:幅90.7×奥行44.5×高さ61～92.5cm／重量14kg
※レバー操作で高さ調整

ベッドサイドテーブル (パラマウントベッド)



KF-1920:幅90.7×奥行44.5×高さ61～92.5cm／重量14kg
※レバー操作で高さ調整

ベッドサイドテーブル (パラマウントベッド)



KF-282:幅80.8×奥行45×高さ63～95.5cm／重量11kg
※つまみをゆるめて高さ調整

リハビリテーブル (パラマウントベッド)



KF-840:幅79×奥行58×高さ54～79cm／重量13kg
※ベルト (KF-84B) オプション (¥0)

オーバーベッドテーブル (パラマウントベッド)



KF-832LB:幅128.4×奥行43.2×高さ63～95cm／重量22kg
※レバー操作で高さ調整

オーバーベッドテーブル (パラマウントベッド)



KF-813:幅121×奥行40×高さ63～95.5cm／重量16kg
※つまみをゆるめて高さ調整

IVポール (パラマウントベッド)

ベッドなどに取り付けて使用する点滴スタンドです。



- 高さ調整が可能
- フックは折りたたみ可能

KC-56:
高さ103.0～177.5cm
(フックを開いた状態で104.2～178.7cm)
耐荷重フック1本あたり1kg

IVポールホルダー (楽匠プラス用) (パラマウントベッド)

樹脂製ボードの外側に取り付けることで、IVポールを使用できます。



KQ-PA0V:
奥行11.1×幅7.5×高さ53.2cm
重量1.2kg
※別途IVポール(KC-56)が必要です。
※スリムボードには適合しません。
※介護保険対象外です。

キャリーベルト (ダイヤ工業)



000-7111:幅11×長さ130×高さ0.7cm
適応ウエスト範囲60～120cm
重量275g／耐荷重120kg

イージーグライドM (パラマウントベッド)



KZ-A29036:幅33×長さ60×厚さ0.5cm／重量約0.89kg
耐荷重130kg

イージーモーションB (モルテン)



MEMV:
幅38×長さ78×厚さ0.5cm／重量1.2kg／耐荷重130kg

※オプションは課税対象ですが、ベッド本体と同時にレンタルされる場合は、マットレスとサイドレールは非課税になります。
※楽匠Sでベッドサイドテーブルをご利用の際は、ハイトスペーサー (KQ-P90H) が必要です。

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊
感知機器

車いす

車いす
付属品

スロープ

歩行補助
つえ

歩行器

移動用
リフト

手すり

TAIS
コード

特殊寝台 サービスコード:171003

ミオレットⅢ (プラッツ)

非課税



垂直昇降で省スペース設置を実現。
移乗しやすさ、身体のズレ抑制機能も充実のスタンダードベッド。

長さ2種類

3M モーター 2M モーター 1M モーター



(樹脂タイプ)



(木製フラットタイプ)

モーター			3モーター		2モーター		背上げ1モーター	
ボード			樹脂タイプ	木製フラットタイプ	樹脂タイプ	木製フラットタイプ	樹脂タイプ	木製フラットタイプ
幅	90cm幅	レギュラー/ショート	P113-31AC	P113-31BA	P113-21AC	P113-21BA	P113-11AC	P113-11BA
	83cm幅	レギュラー/ショート	P113-32CC	P113-32DA	P113-22CC	P113-22DA	P113-12CC	P113-12DA

ミオレットⅡ (プラッツ)

非課税 (昇降1モーターのみ課税)



低床型の在宅介護用ベッド。

長さ2種類

3M モーター 2M モーター 1M モーター



(ウッディタイプ)




(ホワイトタイプ)

モーター			3モーター		2モーター		背上げ1モーター		昇降1モーター	
ボード			ウッディタイプ	ホワイトタイプ	ウッディタイプ	ホワイトタイプ	ウッディタイプ	ホワイトタイプ	ウッディタイプ	ホワイトタイプ
幅	90cm幅	レギュラー	P106-31AA	P106-31AB	P106-21AA	P106-21AB	P106-11AA	P106-11AB	P106-41AA	P106-41AB
		ショート	P106-32AA	P106-32AB	P106-22AA	P106-22AB	P106-12AA	P106-12AB	P106-42AA	P106-42AB

*オプションは課税対象ですが、ベッド本体と同時にレンタルされる場合は、マットレスとサイドレールは非課税になります。

ニーパロPⅡ (プラッツ)



ニーパロPⅡ (PF500-116P):
長さ116.5×高さ45.2cm (ボトム面から)
重量9.2kg

ニーパロL (プラッツ)



PG03-116MP:
長さ117.0×高さ45.2cm (ボトム面から)
重量8.0kg

ベッドサイドレール (プラッツ)

非課税



PA505-96



PA505-75



PA505-44

PA505-96:長さ96×高さ46.5cm (ボトム面から) / 重量3.4kg
PA505-75:長さ75×高さ46.5cm (ボトム面から) / 重量2.7kg
PA505-44:長さ44×高さ46.5cm (ボトム面から) / 重量2.25kg

キャスター/ハイトスペーサー (ミオレットⅡ用) (プラッツ)



PC503-8CK1:
ベッドの高さが3.5cm高くなります。



PC501-FU45:
固定脚仕様でベッドテーブルをご使用の際は、
当該商品が必要となります。
ベッドの高さが4.5cm高くなります。

キャスター/ハイトスペーサー (ミオレットⅢ用) (プラッツ)



PC03-8CK:
ベッドの高さが1.5cm高くなります。



PH05-45:
ベッドの高さが4.5cm高くなります。

ガス圧式昇降ベッドテーブル (プラッツ)



※縁なし天板

※ストッパー付
キャスター

PZT-840:
幅84×奥行40×高さ60~84cm
重量15.5kg
※ハイトスペーサー又はキャスターが必要です。

昇降式ベッドサイドテーブル (プラッツ)



商品紹介動画は
こちら



PT03-840MB:
幅84×奥行40×高さ60~84cm
重量:14.4kg / 耐荷重:30kg



※オプションは課税対象ですが、ベッド本体と同時にレンタルされる場合は、マットレスとサイドレールは非課税になります。※サイドレールの重量は1本分を表記しています。

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊
感知機器

車いす

車いす
付属品

スロープ

歩行補助
つえ

歩行器

移動用
リフト

手すり

TAIS
コード

特殊寝台 サービスコード:171003

Emi 樹脂ボード(木目ダーク) (シーホネンス)

非課税

かつてない多彩なポジショニングが可能になりました。

樹脂・トルタイプ



(木目ダーク)

モーター	3モーター	2モーター
長さ	レギュラー・ショート・ロング	
幅		
83cm幅	WR3-83H16	WR2-83H16
90cm幅	WR3-90H16	WR2-90H16

幅2種類

長さ3種類


3M
モーター

2M
モーター

リモコン



3モーター用 2モーター用



※脚座の向きを変えるとマイナス5cm

point 上を向くより 前を向こう！

＜従来＞ 背上げ 30° の姿勢



ヘッドレスト未使用時

＜ヘッドレスト使用で＞ ベッド上での食事や口腔ケア時など誤嚥リスクを低減する姿勢をサポート。



Emi なら

ADLポジション | 誤嚥リスクの低減に



Emi ならさらに

QOLポジション | 安楽姿勢に

point おくみでお困りではありませんか？

＜従来＞

脚先上げが不十分のため、脚先にクッションなどを置いて脚の高さを上げている。
→(血流を妨げるリスク)

むくみ対策の効果バツグン。



Emi なら

2モーター+ヘッドレスト 30°

3モーター+ヘッドレスト 45°

業界初！
ここまで上がるのはEmi だけ

point ベッド上でお身体ズれていませんか？

＜従来＞

ズれてしまうと位置を戻すために...
①介助者負担
→(腰痛リスク増)
②利用者負担
→(床ずれリスク増)

驚きのズれない背上げが可能。




Emi なら

背上げ時に背ボタムの支点が後ろにスライドし、腹部の圧迫と前ずれを軽減します。


point 低床⇄超低床をカンタン切り替え

脚座の差し込み方向を縦・横と変えるだけで、利用者に合ったベッド高さに切り替えることができます。

高さ変更時、手元スイッチの高さ表示切替も設定画面から簡単に変更できます。



【低床タイプ】



【超低床タイプ】

縦向きに差し込み

横向きに差し込み

point 使いやすさにこだわった液晶手元スイッチ



〔3モーター+ヘッドレスト〕

一目でわかる液晶表示



頭・背・足の角度や高さが数値で一目でわかります。

誤操作を防止するロック機能



個別動作ロック

ロックされた動作に鍵マークがつきます。
禁止したい動作を個別にロックできます。

誤操作防止の「電源ボタン」

全動作ロック
マグネットキー

マグネットキーで全操作を一括で禁止することができます。

夜間・弱視の方でも操作しやすい

ベッド操作を「耳」で確認
ベッド動作時に音声案内が出ます。

スイッチのボタンを「指」で確認
ボタンや各動作部分には、指で識別できるように突起を設けています。



特殊寝台 サービスコード:171003 / 特殊寝台付属品 サービスコード:171004

CORE Neo(コア・ネオ) (シーホネンス)


非課税

シーホネンスのベストセラー介護ベッド「コア820R」が、ついに生まれ変わりました。

長さ2種類



(木ライト)




リモコン

3モーター用 2モーター用



(樹脂)



軽量

モーターユニットを従来比29%減量し、更なる軽量化を実現。軽さにこだわった設計で、女性でも持ち運びカンタン。



簡単

まさか!の急なサイズ変更にも、現場で柔軟に対応可能。組立には配線も工具も必要なく、シンプルな工程でラクラク設置!

※ロングサイズはオプションのロングボトムユニットと延長マットレスが必要です。



モーター		3モーター		2モーター	
ボード		木ライト	樹脂	木ライト	樹脂
幅	90cm幅 レギュラー ショート	NS-831	NS-830	NS-821	NS-820

キャスター (シーホネンス)



K-129



K-129WR

※キャスター本体は、K-129と同じですが、ベッドに取付けるキャップがEmi専用になります。

K-129 (コアネオ) :ベッドの高さが3cm高くなります。キャスター径φ7.5cm
K-129WR (Emi) :ベッドの高さが3cm高くなります。キャスター径φ7.5cm

ハイトスペーサー (シーホネンス)

非課税



K-140



K-140WR

K-140 (コアネオ) :ベッドの高さが7.5cm高くなります。
K-140WR (Emi) :ベッドの高さが7.5cm高くなります。

ロングボトムユニット/延長マットレス(コア・ネオ用) (シーホネンス)

非課税

高身長 (175cm以上) の方向けのコア・ネオ用延長用具。



ロングボトムユニット (NS-LB90) :
取り付け時
ベッド長さ205cm / 重量10.5kg
延長マットレス (LBU-MB900) :
幅90×長さ14×厚さ8cm

※オプションは課税対象ですが、ベッド本体と同時にレンタルされる場合は、マットレスとサイドレールは非課税になります。

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊
感知機器

車いす

車いす
付属品

スロープ

歩行補助
つえ

歩行器

移動用
リフト

手すり

TAIS
コード

特殊寝台付属品 サービスコード:171004

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊
感知機器

車いす

車いす
付属品

スロープ

歩行補助
つえ

歩行器

移動用
リフト

手すり


TOURS
コード

ベッドサイドレール K-170シリーズ (シーホネンス) 非課税




K-170R:長さ99.5×高さ38cm (ボトム面から) / 重量2.6kg
K-170S:長さ89.5×高さ38cm (ボトム面から) / 重量2.5kg
K-170L:長さ113.5×高さ38cm (ボトム面から) / 重量3.0kg

ベッドサイドレール K-195シリーズ (シーホネンス) 非課税




K-195SX:長さ42×高さ39.5cm (ボトム面から) / 重量2.5kg
K-195RX:長さ52×高さ39.5cm (ボトム面から) / 重量2.6kg
K-195LX:長さ66×高さ39.5cm (ボトム面から) / 重量3.0kg
※回転式アーム介助バー (K-47R) との組合せ専用です。
※1本単位

ベッドサイドレール (シーホネンス) 非課税




K-173:長さ84×高さ39.5cm (ボトム面から)
重量2.2kg

回転式アーム介助バー (シーホネンス)



K-47R:長さ119×高さ39.5cm (ボトム面から) / 重量7.5kg
※ベッドへの取り付け、クリップの角度調節は
レバーの操作でワンタッチで出来ます。

回転式アーム介助バー (シーホネンス)



K-55R:長さ115.5×高さ52cm (ボトム面から)
重量6.0kg

オーバーテーブル (シーホネンス)



K-137N:幅92.6×奥行30.7×高さ3cm / 耐荷重15kg (適合ベッド幅83cm)
※コア・ネオは取付不可。
K-137W:幅99.6×奥行30.7×高さ3cm / 耐荷重15kg (適合ベッド幅90cm)

ベッドサイドテーブル (シーホネンス)



PT-7000F[D]:
幅90×奥行44.2×高さ66~97.5cm
耐荷重:30kg
脚部高さ:5.2cm
キャスター直径:φ3.7cm
※キャスター4輪ロック

笑テーブル PW-1000 (シーホネンス)

※PT-7000F専用オプション



PT-7000F [D] +PW1000

商品紹介動画は
こちら




特殊寝台付属品 サービスコード:171004

プレグラーマットレス (パラマウントベッド) 非課税

全体に柔軟性があり、よく曲がります。

サイズ5種類



KE-553Q:幅83×長さ191×厚さ8cm/重量6.5kg
KE-5531Q:幅83×長さ180×厚さ8cm/重量6.1kg
KE-551Q:幅91×長さ191×厚さ8cm/重量7.0kg
KE-5511Q:幅91×長さ180×厚さ8cm/重量6.6kg
KE-557Q:幅99×長さ191×厚さ8cm/重量7.6kg
※KE-557Qのみ課税

アルファプラ すくっと Re (通気タイプ) (タイカ) 非課税

快適な眠りも、動きやすさも。アクティブな日々へと背中を押してくれるマットレスです。

サイズ4種類



TS-SKT-ReA3R:幅83×長さ191×厚さ8cm/重量4.2kg
TS-SKT-ReA3S:幅83×長さ180×厚さ8cm/重量4.0kg
TS-SKT-ReA1R:幅91×長さ191×厚さ8cm/重量4.6kg
TS-SKT-ReA1S:幅91×長さ180×厚さ8cm/重量4.4kg

ソフティア (通気タイプ) (パラマウントベッド) 非課税

3D面・フラット面、2種類のやわらかさが選べるリバーシブルマットレス。

サイズ4種類



●3D面
(体圧分散性重視)



●フラット面
(動きやすさ重視)

KE-263T:幅83×長さ191×厚さ8cm/重量3.0kg
KE-264T:幅83×長さ180×厚さ8cm/重量3.0kg
KE-261T:幅91×長さ191×厚さ8cm/重量3.5kg
KE-262T:幅91×長さ180×厚さ8cm/重量3.5kg

エバーフィットC3マットレス (通気タイプ) (パラマウントベッド) 非課税

快適性と利便性を両立させたリバーシブルマットレス。

サイズ5種類



動きやすさ

ずれ軽減



体圧分散

KE-611TQ:幅91×長さ191×厚さ10cm/重量6.5kg
KE-612TQ:幅91×長さ180×厚さ10cm/重量6.0kg
KE-613TQ:幅83×長さ191×厚さ10cm/重量6.0kg
KE-614TQ:幅83×長さ180×厚さ10cm/重量5.5kg
KE-617TQ:幅99×長さ191×厚さ10cm/重量7.0kg
※KE-617TQのみ課税

ソフィア ウェイ (防水タイプ) (モルテン) 非課税

端座位の安定性とマットレスの耐久性を向上させたリバーシブルマットレス。

サイズ5種類




MHA1083A:幅83×長さ191×厚さ10cm/重量6.3kg
MHA1083SA:幅83×長さ180×厚さ10cm/重量5.8kg
MHA1091A:幅91×長さ191×厚さ10cm/重量6.8kg
MHA1091SA:幅91×長さ180×厚さ10cm/重量6.3kg
MHA10100A:幅100×長さ191×厚さ10cm/重量7.3kg
※MHA10100Aのみ課税

メリー&ハリー (ケープ) 非課税

寝心地を選べるリバーシブル通気マットレス。

サイズ4種類



CR-680:幅83×長さ191×厚さ9cm/重量6.5kg
CR-681:幅90×長さ191×厚さ9cm/重量7.0kg
CR-682:幅90×長さ180×厚さ9cm/重量6.6kg
CR-683:幅90×長さ205×厚さ9cm/重量7.5kg

※オプションは課税対象ですが、ベッド本体と同時にレンタルされる場合は、マットレスとサイドレールは非課税になります。

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊
感知機器

車いす

車いす
付属品

スロープ

歩行補助
つえ

歩行器

移動用
リフト

手すり

TAIS
コード

床ずれ防止用具 サービスコード:171005

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊
感知機器

車いす

車いす
付属品

スロープ

歩行補助
つえ

歩行器

移動用
リフト

手すり

TAIS
コード

アルファプラ L (通気タイプ) (タイカ)

療養者の能力や要望をサポートする、体圧分散と動きやすさの絶妙なバランスが特徴。

サイズ5種類




MB-LA3R:幅83×長さ195×厚さ10cm / 重量6.9kg
MB-LA3S:幅83×長さ181×厚さ10cm / 重量6.4kg
MB-LA1R:幅91×長さ195×厚さ10cm / 重量7.6kg
MB-LA1S:幅91×長さ181×厚さ10cm / 重量7.1kg
MB-LA0R:幅100×長さ195×厚さ10cm / 重量8.3kg

ディンプルマットレス (ケープ)

ウレタンフォーム特有の反力を軽減し、快適な寝心地を両立させました。

サイズ4種類



CR-540:幅83×長さ191×厚さ12cm / 重量6.0kg
CR-542:幅83×長さ180×厚さ12cm / 重量5.6kg
CR-541:幅90×長さ191×厚さ12cm / 重量6.6kg
CR-543:幅90×長さ180×厚さ12cm / 重量6.2kg

ピュアライフエアパッド (岡部商事)

湿潤拡散・体圧分散・通気性に優れた高機能素材を使い、床ずれ防止をします。

サイズ2種類



PA2004A:幅83×長さ191×厚さ1.5cm / 重量2.2kg
PA2004B:幅91×長さ195×厚さ1.5cm / 重量2.5kg

アルファプラ FII-W(撥水・防水タイプ) (タイカ)

感染性ウイルス量99%以上減少。

サイズ4種類



本製品は、アルファプラFIIを抗菌+抗ウイルスカバー仕様としたものです。

MB-FIIPW3R:幅83×長さ195×厚さ13cm / 重量8.3kg
MB-FIIPW3S:幅83×長さ181×厚さ13cm / 重量7.8kg
MB-FIIPW1R:幅91×長さ195×厚さ13cm / 重量9.0kg
MB-FIIPW1S:幅91×長さ181×厚さ13cm / 重量8.5kg

エバープラウドマットレス (通気タイプ) (パラマウントベッド) 非課税

3つの機能で床ずれ防止を多面的にサポート。

サイズ4種類



体圧分散

蒸れ軽減

ずれ軽減

KE-623TQ:幅83×長さ191×厚さ13cm / 重量9.0kg
KE-624TQ:幅83×長さ180×厚さ13cm / 重量8.5kg
KE-621TQ:幅91×長さ191×厚さ13cm / 重量10.0kg
KE-622TQ:幅91×長さ180×厚さ13cm / 重量9.5kg

ファセットケアマットレス (イノアックリビング)

優れた体圧分散性と寝返り性を両立させたマットレス。

サイズ2種類



本体

中材

KG1497:幅83×長さ191×厚さ12cm / 重量8.2kg
KG1496:幅91×長さ191×厚さ12cm / 重量9.0kg

※オプションは課税対象ですが、ベッド本体と同時にレンタルされる場合は、マットレスとサイドレールは非課税になります。

床ずれ防止用具 サービスコード:171005

ネクサスIB (アイビー) (ケーブル)

進化した床ずれ防止機能とベッドサイドの看護・介護ケアに役立つ機能を搭載。



皮膚局所の温度・湿度の上昇を抑えて床ずれ防止機能をバージョンアップ。



「傾斜型2層式エアセル」×「デュアルフィットセル」



サイズ2種類

商品紹介動画はこちら



①約30分 ②約25秒
CR-770:幅84×長さ192×厚さ12cm / 重量7.7kg
CR-773:幅90×長さ192×厚さ12cm / 重量8.1kg
ポンプ重量:2.9kg

エアマスター ネクサスR (ケーブル)

体重40~60kgの方は“かんたん”ボタンで自動に内圧調整することができます。



マットレス不要

サイズ6種類

①約30分 ②約25秒
CR-660:幅84×長さ191×厚さ12cm / 重量8.6kg
CR-665:幅84×長さ180×厚さ12cm / 重量8.1kg
CR-663:幅90×長さ191×厚さ12cm / 重量9.1kg
CR-667:幅90×長さ180×厚さ12cm / 重量8.5kg
CR-669:幅90×長さ205×厚さ12cm / 重量9.4kg
CR-685:幅100×長さ191×厚さ12cm / 重量9.9kg
ポンプ重量:3.5kg

エアマスター ネクサスRプラス (ケーブル)

プラス専用パッド付でエアマット内部の冷えを防ぎます。



マットレス不要

サイズ6種類

①約30分 ②約25秒
CR-671:幅84×長さ191×厚さ12cm / 重量9.6kg
CR-675:幅84×長さ180×厚さ12cm / 重量9.1kg
CR-673:幅90×長さ191×厚さ12cm / 重量10.1kg
CR-677:幅90×長さ180×厚さ12cm / 重量9.5kg
CR-679:幅90×長さ205×厚さ12cm / 重量10.4kg
CR-687:幅100×長さ191×厚さ12cm / 重量10.9kg
ポンプ重量:3.5kg
※プラスパッド使用時は足もとが1cm厚くなります



マイクロライメイト ビッグセル アイズ (ケーブル)

床ずれ発生の新たな外的要因に対応する次世代のエアマットレス。



マットレス不要

サイズ5種類

CR-750:幅84×長さ192×厚さ15cm / 重量9.4kg
CR-755:幅84×長さ180×厚さ15cm / 重量9.2kg
CR-753:幅90×長さ192×厚さ15cm / 重量9.7kg
CR-757:幅90×長さ180×厚さ15cm / 重量9.4kg
CR-761:幅100×長さ192×厚さ15cm / 重量10.2kg

ここちあ利楽 (りらく) flow (清拭タイプ) (パラマウントベッド) 非課税

体重設定から体位変換、姿勢保持を全自動で行う床ずれ防止エアマットレス。



マットレス不要

サイズ4種類

①約11分 ②約30秒 (CPR機能使用時)
KE-913S:幅83×長さ191×厚さ17cm / 重量8.0kg
KE-914S:幅83×長さ180×厚さ17cm / 重量7.8kg
KE-911S:幅90×長さ191×厚さ17cm / 重量8.5kg
KE-912S:幅91×長さ180×厚さ17cm / 重量8.2kg
ポンプ重量:3.4kg

エアマスター ビッグセル インフィニティ (ケーブル)

頭側挙上時に自動対応する自動ヘッドアップ機能を搭載。



マットレス不要

サイズ5種類

①約30分 ②約25秒
CR-550:幅84×長さ191×厚さ17cm / 重量8.3kg
CR-553:幅84×長さ180×厚さ17cm / 重量8.0kg
CR-555:幅90×長さ191×厚さ17cm / 重量8.6kg
CR-557:幅90×長さ180×厚さ17cm / 重量8.2kg
CR-559:幅100×長さ191×厚さ17cm / 重量9.1kg
ポンプ重量:4.0kg

エアマスター ビッグセル インフィニティプラス (ケーブル)

プラス専用パッド付でエアマット内部の冷えを防ぎます。



マットレス不要

サイズ5種類

①約30分 ②約25秒
CR-561:幅84×長さ191×厚さ17cm / 重量9.3kg
CR-563:幅84×長さ180×厚さ17cm / 重量9.0kg
CR-565:幅90×長さ191×厚さ17cm / 重量9.6kg
CR-567:幅90×長さ180×厚さ17cm / 重量9.2kg
CR-569:幅100×長さ191×厚さ17cm / 重量10.1kg
ポンプ重量:4.0kg
※プラスパッド使用時は足もとが1cm厚くなります



※オプションは課税対象ですが、ベッド本体と同時にレンタルされる場合は、マットレスとサイドレールは非課税になります。
※エアセルタイプの商品は、①…膨らむ時間目安 ②…緊急時に空気が抜ける時間目安 を参照して下さい。

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊
感知機器

車いす

車いす
付属品

スロープ

歩行補助
つえ

歩行器

移動用
リフト

手すり

TAIS
コード

床ずれ防止用具 サービスコード:171005／体位変換器 サービスコード:171006

ビリーブ (モルテン)

寝返りの頻度を感知し、最適な圧対策に導く自動フィッティングマットレス。

マットレス不要

サイズ4種類



寝返りの頻度を自動判定し、圧対策を自動運転にすることで1台でさまざまな利用者様の状態に対応が可能です！

操作ボタンなし、電源を入れたら後はビリーブにお任せください！

- ①約8分
②緊急時はエアマットが硬くなります。
MBLV83:幅83×長さ193×厚さ13cm／重量8.0kg
MBLV83S:幅83×長さ182×厚さ13cm／重量7.5kg
MBLV91:幅91×長さ193×厚さ13cm／重量8.5kg
MBLV91S:幅91×長さ182×厚さ13cm／重量8.0kg


スコープ ライト (モルテン)

非課税

全自動運転、高機能エアマットレス。

マットレス不要

サイズ4種類



- ①約8分
②緊急時はエアマットが硬くなります。
MSCPL83:幅83×長さ193×厚さ17cm／重量10.0kg
MSCPL83S:幅83×長さ182×厚さ17cm／重量9.5kg
MSCPL91:幅91×長さ193×厚さ17cm／重量11.0kg
MSCPL91S:幅91×長さ182×厚さ17cm／重量10.5kg

オスカー (モルテン)

人の手で行うような優しい自動体位変換機能を備えた高機能エアマットレス。

マットレス不要

サイズ4種類



- ①約8分
②緊急時はエアマットが硬くなります。
MOSC83:幅83×長さ193×厚さ17cm／重量12.0kg
MOSC83S:幅83×長さ182×厚さ17cm／重量11.5kg
MOSC91:幅91×長さ193×厚さ17cm／重量13.5kg
MOSC91S:幅91×長さ182×厚さ17cm／重量13.0kg

ラグーナ (ケーブ)

非課税

スモールチェンジで療養者の快眠を守り、介助者の負担を減らします。

マットレス不要

サイズ5種類



- ①約30分 ②約25秒
CR-700:幅84×長さ192×厚さ13.5cm／重量8.2kg
CR-705:幅84×長さ180×厚さ13.5cm／重量7.8kg
CR-703:幅90×長さ192×厚さ13.5cm／重量8.6kg
CR-707:幅90×長さ180×厚さ13.5cm／重量8.2kg
CR-711:幅100×長さ192×厚さ13.5cm／重量9.3kg
ポンプ重量:3.4kg

ラグーナプラス (ケーブ)

非課税

プラス専用パッド付でエアマット内部の冷えを防ぎます。

マットレス不要

サイズ5種類



- ①約30分 ②約25秒
CR-721:幅84×長さ192×厚さ13.5cm／重量9.2kg
CR-725:幅84×長さ180×厚さ13.5cm／重量8.8kg
CR-723:幅90×長さ192×厚さ13.5cm／重量9.6kg
CR-727:幅90×長さ180×厚さ13.5cm／重量9.2kg
CR-731:幅100×長さ192×厚さ13.5cm／重量10.3kg
ポンプ重量:3.4kg
※プラスパッド使用時は足もとが1cm厚くなります

体位変換器 サービスコード:171006

ウェルピーHC (超撥水カバー付) (タイカ)

身体にフィットする特殊加工のウレタンチップを採用。

ピロー



ウェーブ




ブーメラン (大)



ブーメラン (小)



ウレタンチップ表面に加工したナイロン素材が抵抗を軽減するため、フィット性が向上。




超撥水カバー

※当社の仕様は超撥水カバー付です。
(画像はカバーなしタイプ)

ピロー (PC-HC-P1C) :幅30×長さ80cm/重量0.8kg
ウェーブ (PC-HC-W1C) :幅75×長さ65cm/重量1.1kg
ブーメラン・大 (PC-HC-B1C) :幅50×長さ90cm/重量1.3kg
ブーメラン・小 (PC-HC-B2C) :幅44×長さ74cm/重量0.8kg

ナーセントパットA (アイ・ソネックス)

体位変換動作の補助として、または楽な姿勢を保つ支えに。三角パーツを自在に組み合わせて使えます。



小

大

3点セット (大ピース×1・小ピース×2)

大ピース:幅40×長さ40×高さ10cm/重量0.85kg
小ピース:幅20×長さ40×高さ10cm/重量0.45kg



小


小

2点セット (小ピース×2)

小ピース:幅20×長さ40×高さ10cm/重量0.45kg

スマイルシート (タイカ)


体位変換や移動をスムーズにします。



L

M

上方移動イメージ



L (CS-SM-L) :幅145×長さ200cm/重量0.2kg
M (CS-SM-M) :幅145×長さ100cm/重量0.1kg

トレイジースライドシート (東レ)

滑りのよいナイロン生地 of 3層構造により、抜群のスライド性を実現。



TES100:幅75×長さ120cm/重量0.2kg

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊
感知機器

車いす

車いす
付属品

スロープ

歩行補助
つえ

歩行器

移動用
リフト

手すり

T
A
I
S
コード

家族コール3 (テクノスジャパン)

携帯受信機タイプ

多機能受信機 スマートK (HRSMK-1)

・履歴表示 ・防滴仕様 ・置くだけ充電
通達距離:約80m (見通し)



固定受信機タイプ

メロディチャイム (HRHK-1)

・アンテナ内蔵
通達距離:約100m (見通し)



家族コール3・A ベッドからの離床をお知らせ!



家族コール3・B ベッドからの起き上がりをお知らせ!



家族コール3・C 赤外線の照射範囲に入るとお知らせ!



家族コール3・D ドアや窓を開くとお知らせ!



家族コールワイド (テクノスジャパン)

家族コールワイド・A ベッドからの離床をスマホ・携帯電話でお知らせ!



家族コールワイド・B ベッドからの起き上がりをスマホ・携帯電話でお知らせ!



家族コールワイド・C 赤外線の照射範囲に入るとスマホ・携帯電話でお知らせ!



家族コールワイド・D ドアや窓を開くとスマホ・携帯電話でお知らせ!



床センサー K 型式: MSK-1 サイズ: 1000×500×3mm ケーブル長: 約 2.4m、ベッドセンサー K 型式: BSDK-1 サイズ: 800×250×6mm (変換器部は 8mm) ケーブル長: 約 2.4m、超音波・赤外線センサー K 型式: UISK-1 サイズ: 110×70×35mm 電源: 006P 9V アルカリ電池 1 個または AC100V (AC アダプタ付)、ドアスイッチ K 型式: DRS1-K サイズ: ①50×12×12mm (センサー部) ②50×10×12mm ケーブル長: 約 30cm、コンソール型式: HTHK-1 サイズ: 100×62×25mm 電源: 006P 9V アルカリ電池 1 個または AC100V (AC アダプタ付)、メロディチャイム型式: HRHK-1 サイズ: 85×170×35mm 電源: AC100V (AC アダプタ付)、多機能受信機スマート K 型式: HRSMK-1 サイズ: 53×86×14mm 電源: 内蔵リチウムイオン電池 充電方法: ワイヤレス充電器 (付属)、見守ルーター型式: HPC-1 サイズ: 135×76×35mm

徘徊お知らせお待ちくん (マットセンサー) (竹中エンジニアリング)



携帯型受信機 (RXF-60K)



受信機 (HC-350)



携帯型受信機 (RXF-60K)



受信機 (HC-350)

生活防水

マットセンサー (TX-M48)

幅80×長さ40×厚さ0.6cm
電波到達距離:最大100m (見通し)

センサー・受信機はそれぞれ追加が可能です。

生活防水

ベッドセンサー (TX-BS3)

幅80×長さ25×厚さ0.5cm
電波到達距離:最大100m (見通し)

センサー・受信機はそれぞれ追加が可能です。

車いす（自操・介助タイプ） サービスコード:171001

ネクストコア（松永製作所）

非課税

在宅用に設計された超スリム&コンパクト車いす。



座幅 38-40-42	延酸	杖	杖	転
背折れ	ドラムブレーキ	リクライニング		
背張り調整	フットブレーキ	ティルト		
肘跳ね上げ	スイングアウト	ノーバンクタイヤ		
肘高さ調整	エレベーター			

自操タイプ NEXT-11B (HB) :
対応する延長ブレーキ棒の長さ:10cm
重量:11.8 (12.4) kg / 耐荷重:100kg
※ () はHB仕様の重量です。
前輪:6インチ・後輪:22インチ

ネクストコア（松永製作所）

非課税

在宅用に設計された超スリム&コンパクト車いす。



座幅 38-40-42	延酸	杖	杖	転
背折れ	ドラムブレーキ	リクライニング		
背張り調整	フットブレーキ	ティルト		
肘跳ね上げ	スイングアウト	ノーバンクタイヤ		
肘高さ調整	エレベーター			

介助タイプ NEXT-21B (HB) :
対応する延長ブレーキ棒の長さ:10cm
重量:10.8 (11.4) kg / 耐荷重:100kg
※ () はHB仕様の重量です。
前輪:6インチ・後輪:16インチ

ネクストコア マルチ（松永製作所）

非課税

在宅用に設計された超スリム&コンパクト車いす。



座幅 38-40-42	延酸	杖	杖	転
背折れ	ドラムブレーキ	リクライニング		
背張り調整	フットブレーキ	ティルト		
肘跳ね上げ	スイングアウト	ノーバンクタイヤ		
肘高さ調整	エレベーター			

多機能(マルチ)型・自操タイプ
NEXT-31B (HB) :
対応する延長ブレーキ棒の長さ:10cm
重量:13.2 (13.8) kg / 耐荷重:100kg
※ () はHB仕様の重量です。
前輪:6インチ・後輪:22インチ

ネクストコア マルチ（松永製作所）

非課税

在宅用に設計された超スリム&コンパクト車いす。



座幅 38-40-42	延酸	杖	杖	転
背折れ	ドラムブレーキ	リクライニング		
背張り調整	フットブレーキ	ティルト		
肘跳ね上げ	スイングアウト	ノーバンクタイヤ		
肘高さ調整	エレベーター			

多機能(マルチ)型・介助タイプ
NEXT-41B (HB) :
対応する延長ブレーキ棒の長さ:10cm
重量:12.2 (12.8) kg / 耐荷重:100kg
※ () はHB仕様の重量です。
前輪:6インチ・後輪:16インチ

ネクストコア アジャスト（松永製作所）

非課税

在宅用に設計された超スリム&コンパクト車いす。



座幅 38-40-42	延酸	杖	杖	転
背折れ	ドラムブレーキ	リクライニング		
背張り調整	フットブレーキ	ティルト		
肘跳ね上げ	スイングアウト	ノーバンクタイヤ		
肘高さ調整	エレベーター			

アジャスト・自操タイプ
NEXT-51B (HB) :
アームレスト高さ:25~31cm
対応する延長ブレーキ棒の長さ:10cm
重量:14.6 (15.2) kg / 耐荷重:100kg
※ () はHB仕様の重量です。
前輪:6インチ・後輪:22インチ

ネクストコア アジャスト（松永製作所）

非課税

在宅用に設計された超スリム&コンパクト車いす。



座幅 38-40-42	延酸	杖	杖	転
背折れ	ドラムブレーキ	リクライニング		
背張り調整	フットブレーキ	ティルト		
肘跳ね上げ	スイングアウト	ノーバンクタイヤ		
肘高さ調整	エレベーター			

アジャスト・介助タイプ
NEXT-61B (HB) :
アームレスト高さ:25~31cm
対応する延長ブレーキ棒の長さ:10cm
重量:13.6 (14.2) kg / 耐荷重:100kg
※ () はHB仕様の重量です。
前輪:6インチ・後輪:16インチ

ネクストコア ワイド（松永製作所）

非課税

大柄な方もゆったり座れるワイドタイプ車いす。



座幅 46	延酸	杖	杖	転
背折れ	ドラムブレーキ	リクライニング		
背張り調整	フットブレーキ	ティルト		
肘跳ね上げ	スイングアウト	ノーバンクタイヤ		
肘高さ調整	エレベーター			

ワイド・自操タイプ
NEXT-52B HB :
アームレスト高さ:25~31cm
対応する延長ブレーキ棒の長さ:10cm
重量:16.6kg / 耐荷重:130kg
前輪:6インチ・後輪:24インチ

ネクストコア ワイド（松永製作所）

非課税

大柄な方もゆったり座れるワイドタイプ車いす。



座幅 46	延酸	杖	杖	転
背折れ	ドラムブレーキ	リクライニング		
背張り調整	フットブレーキ	ティルト		
肘跳ね上げ	スイングアウト	ノーバンクタイヤ		
肘高さ調整	エレベーター			

ワイド・介助タイプ
NEXT-62B HB :
アームレスト高さ:25~31cm
対応する延長ブレーキ棒の長さ:10cm
重量:15.6kg / 耐荷重:130kg
前輪:6インチ・後輪:16インチ

オプション対応

延 延長ブレーキ

酸 酸素ボンベ架

ガ ガードル架

杖 杖ホルダー

ベ ベルト

転 転倒防止バー

20

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊
感知機器

車いす

車いす
付属品

スロープ

歩行補助
つえ

歩行器

移動用
リフト

手すり

コ
ー
ド
ス

車いす（自操・介助タイプ） サービスコード:171001

非課税

背シートの左右に張り調整ベルトを取りつけました。



低床タイプ NEXT-10B (HB):
 対応する延長プレーキ棒の長さ:10cm
 重量:11.8 (12.4) kg/耐荷重:100kg
 ※ () はHB仕様の重量です。
 前輪:6インチ・後輪:20インチ

非課税

背シートの左右に張り調整ベルトを取りつけました。



低床タイプ NEXT-20B (HB) :
 対応する延長プレーキ棒の長さ:10cm
 重量:11.1 (11.7) kg / 耐荷重:100kg
 ※ () はHB仕様の重量です。
 前輪:6インチ・後輪:16インチ

非課税

背シートの左右に張り調整ベルトを取りつけました。



高床タイプ NEXT-12B (HB) :
 対応する延長プレーキ棒の長さ:10cm
 重量:12.8 (13.4) kg / 耐荷重:100kg
 ※ () はHB仕様の場合です。
 前輪:6インチ・後輪:24インチ

非課税

背シートの左右に張り調整ベルトを取りつけました。



高床タイプ NEXT-22B (HB):
 対応する延長プレーキ棒の長さ:10cm
 重量:11.8 (12.4) kg/耐荷重:100kg
 ※ () はHB仕様の重量です。
 前輪:6インチ・後輪:16インチ

非課税

背シートの左右に張り調整ベルトを取りつけました。



ミニモ(セミモジュール超低床タイプ)
NEXT-50B (HB):
アームレスト高さ:22.5~28.5cm
対応する延長プレーキ棒の長さ:10cm
重量:14.3 (14.9) kg / 耐荷重:100kg
※ () はHB仕様の重量です。
前輪:5/8インチ・後輪:20インチ
※前座高の標準設定は39cmとなっております。
ご注文の際は前座高をご指定ください。
ご注文がない場合は標準設定で出荷いたします。

非課税

背シートの左右に張り調整ベルトを取りつけました。



ミニモ (セミジョール超低床タイプ)
NEXT-60B (HB):
アームレスト高さ:22.5~28.5cm
対応する延長プレーキ棒の長さ:10cm
重量:13.6 (14.2) kg / 耐荷重:100kg
※ () はHB仕様の重量です。
前輪:5/6インチ・後輪:16インチ
※前座高の標準設定は39cmとなっております。
ご注文の際は前座高をご指定ください。
ご注文がない場合は標準設定で出荷いたします。

非課税

圧倒的な小回り性能。90cm幅の廊下をその場で“くるり”。



※()はNEXT-71Bの寸法です。

非課税

圧倒的な小回り性能。90cm幅の廊下をその場で“くるり”。



※()はNEXT-81Bの寸法です。

車いす（自操・介助タイプ） サービスコード:171001

グレイスコアシリーズ（松永製作所）

非課税


ゆっくりもたれやすく、かつ漕ぎやすい背もたれ形状。



立ち止まりくん（松永製作所）

非課税

立ち上がると自動ブレーキが掛かり、転倒事故を防止します。



自動ブレーキ装置 立ち止まりくん

ブレーキ掛け忘れによる転倒を防ぎます。



特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊
感知機器

車いす

車いす
付属品

スロープ

歩行補助
つえ

歩行器

移動用
リフト

手すり

TAIS
コード

車いす（自操・介助タイプ） サービスコード:171001

カルッタシリーズ（ミキ）

非課税

材質、構造、全てを見直し、再設計。超軽量スタンダード車いす。



カルティマシリーズ（ミキ）

非課税

「軽くてコンパクト」にプラスαの新機能「ワンハンドブレーキ/スライド延長ブレーキ」付き。



スキット5（ミキ）

非課税

標準的な前座高の6輪車いすです。



スキット6（ミキ）

非課税

6輪仕様でさらに小回りに。小柄な方にも安心なサイズです。



特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊
感知機器

車いす

車いす
付属品

スロープ

歩行補助
つえ

歩行器

移動用
リフト

手すり

コートの
フック

車いす（自操・介助タイプ） サービスコード:171001

WAVITRoo／WAVITRoo+（ファブリックシート）（カワムラサイクル）

非課税


新しい座り心地LAVICサポート。

新しい座り心地LAVICサポート。



移乗動作が多い方向け多機能タイプ。




移乗動作が多い方向け多機能タイプ。



モダンシリーズ Cタイプ（カワムラサイクル）

非課税

肘部・脚部の可動+肘当て高さ調整の多機能タイプ。



特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊
感知機器

車いす

車いす
付属品

スロープ

歩行補助
つえ

歩行器

移動用
リフト

手すり

コアイ
ド

車いす（自操・介助タイプ） サービスコード:171001／車いす付属品 サービスコード:171002

NEO-1α（日進医療器）

非課税

安心・安全で扱いやすい高品質なスタンダードモデル。



座幅 40	延	腰	杖	傾
背折れ	ドラムブレーキ	リクライニング		
背張り調整	フットブレーキ	ティルト		
肘跳ね上げ	スイングアウト	ノーパンクタイヤ		
肘高さ調整	エレベーター			

NEO-1α:
対応する延長ブレーキ棒の長さ:10cm
重量:12.3kg / 耐荷重:100kg
前輪:6インチ・後輪:22インチ

NEO-2α（日進医療器）

非課税

安心・安全で扱いやすい高品質スタンダードモデル。



座幅 40	延	腰	杖	傾
背折れ	ドラムブレーキ	リクライニング		
背張り調整	フットブレーキ	ティルト		
肘跳ね上げ	スイングアウト	ノーパンクタイヤ		
肘高さ調整	エレベーター			

NEO-2α:
対応する延長ブレーキ棒の長さ:10cm
重量:11.3kg / 耐荷重:100kg
前輪:6インチ・後輪:16インチ

ステイヤー（カワムラサイクル）

非課税

個人宅でも扱いやすいノーパンクタイヤ仕様です。



座幅 40(42)	延	腰	杖	傾
背折れ	ドラムブレーキ	リクライニング		
背張り調整	フットブレーキ	ティルト		
肘跳ね上げ	スイングアウト	ノーパンクタイヤ		
肘高さ調整	エレベーター			

SY22-40(42)SB:
対応する延長ブレーキ棒の長さ:15cm
重量:13.2kg / 耐荷重:100kg
前輪:6インチ・後輪:22インチ

ステイヤー（カワムラサイクル）

非課税

個人宅でも扱いやすいノーパンクタイヤ仕様です。



座幅 40(42)	延	腰	杖	傾
背折れ	ドラムブレーキ	リクライニング		
背張り調整	フットブレーキ	ティルト		
肘跳ね上げ	スイングアウト	ノーパンクタイヤ		
肘高さ調整	エレベーター			

SY16-40(42)SB:
対応する延長ブレーキ棒の長さ:15cm
重量:12.1kg / 耐荷重:100kg
前輪:6インチ・後輪:16インチ

※（ ）は座幅42cm

※（ ）は座幅42cm

ボンベ架（松永製作所）

非課税

直径11cm、500ccのボンベに対応。



ネクストコア用は転倒防止付です。



酸の機種に取付可

ガートル架（松永製作所）


非課税



※後方取り付けタイプのみ
※ガートル棒はアルミ伸縮式

酸の機種に取付可

ブラックルベルト KF-6C（日進医療器） 非課税



酸の機種に取付可

ワンタッチプラスチックベルト（松永製作所） 非課税



酸の機種に取付可

ワンタッチシートベルト（ミキ） 非課税



酸の機種に取付可


MS-111:幅5×長さ80~100cm

車いす（姿勢変換機能付きタイプ） サービスコード:171001

スキット7（ミキ）

非課税

全幅48cmのスリムなティルト車いすです。




SKT-7:
対応する延長ブレーキ棒の長さ:10cm
重量:19kg / 耐荷重:100kg
前輪:6インチ・後輪:14インチ
※ソフトシート厚:2.5cm
※エレベータリング仕様もございます。
※ご発注の際は脚仕様を明記願います。
ご指定の無い場合は従来仕様にて出荷致します。

スキット8（ミキ）

非課税

全幅49cmとコンパクトで多機能なティルト&リクライニング。



SKT-8:
アームレスト高さ:22~32cm (2cm単位)
対応する延長ブレーキ棒の長さ:10cm
座クッション厚:2.5cm
重量:22.6kg / 耐荷重:100kg
前輪:6インチ・後輪:14インチ
※エレベータリング仕様もございます。
※ご発注の際は脚仕様を明記願います。
ご指定の無い場合は従来仕様にて出荷致します。

フルリクライニング 1型（松永製作所）

非課税

リクライニングと同時にステップがスライドします。



1型:
座クッション厚:4cm
重量:26kg / 耐荷重:100kg
前輪:7インチ・後輪:12インチ

ぴったりフィットくるーん（カワムラサイクル）

非課税

ティルトとリクライニングがひとつに。



KPFK-12:
アームレスト高さ:19~29cm (2cm単位)
重量:21.5kg / 耐荷重:100kg
前輪:6インチ・後輪:12インチ

ネットィem（ラックヘルスケア）

非課税

頭部を保持するヘッドサポートはクッション性が高く、前後・上下に調節できます。




39002-426:
アームレスト高さ:25.5~39cm
座クッション厚:8cm
重量:30kg / 耐荷重:135kg
前輪:5インチ・後輪:16インチ

ネクストローラーSPII（ミキ）

非課税

リクライニングと同時に座面が上昇するため、身体のスレを軽減します。



NR-SP2:
アームレスト高さ:1~19cm
重量:24kg / 耐荷重:100kg
前輪:6インチ・後輪:16インチ
※マルチエレベータリング仕様もございます。

車いす（姿勢変換機能付きタイプ） サービスコード:171001

マイチルト・ミニ3DL（リフトアップ付）／マイチルト・ミニ3D（リフトアップ無）（松永製作所）

非課税

超コンパクト。リフトアップ機能で圧倒的な小回り。

圧倒的なコンパクトさ。小柄な方にもお使いいただけます。



MH-SRL-SE SW&ELB脚:
MH-SRL SW脚:
アームレスト高さ:0/14~30cm
座クッション厚:5cm
重量:29kg / 耐荷重:100kg
前輪:5インチ・後輪:12インチ



MH-SR-SE SW&ELB脚:
MH-SR SW脚:
アームレスト高さ:0/14~30cm
座クッション厚:5cm
重量:26.5kg / 耐荷重:100kg
前輪:5インチ・後輪:12インチ

マイチルト・コンパクトII（リフトアップ付/リフトアップ無）（松永製作所）

非課税


MH-CR3Dがフルモデルチェンジ。



●上部胸椎サポートパッドで不安定な姿勢をサポート
姿勢がなかなか安定しない方も起こして座りやすいように、肩甲骨の上の方まで背中をしっかり支えやすくなっています。



■リフトアップ機能(MH-CR2L/MH-CR2L-SEのみ)
●リフトアップキャスターを下げることで、廊下幅75cmのコーナーも曲がれます。
●真横への移動も可能なため、移動時のベッド横付けも楽々行えます。



商品紹介動画はこちら



リフトアップ付
MH-CR2L (SW脚) : 重量27.5g
MH-CR2L-SE (SW&EL脚) : 重量29.3g
リフトアップ無
MH-CR2 (SW脚) : 重量25.5g
MH-CR2-SE (SW&EL脚) : 重量27.3g
耐荷重:100kg (全機種共通)
クッション厚:6.5cm
前輪:5インチ・後輪:12インチ



マイチルト・コンパクト-3D（松永製作所）

非課税

在宅向けのスリム&コンパクトタイプ。



●立体スリングシート
背シートの左右に張り調整ベルトを取りつけました。片側をゆるめ、反対側を張ることで側彎（そくわん）の凸部分だけ後ろに逃がすことができ、より高い圧分散と座位の安定が期待できます



MH-CR3D SW脚:
MH-CR3D SW&ELB脚:
アームレスト高さ:0/14~30cm
重量:24.5kg / 耐荷重:100kg
前輪:6インチ・後輪:12インチ
※エレベーター仕様もございます。
※ご注文の際は脚仕様を明記願います。
ご指定の無い場合は従来仕様にて出荷致します。

オプション対応 延 延長ブレーキ 酸 酸素ボンベ架 ガ ガードル架 杖 杖ホルダー ベ ベルト 転 転倒防止バー

車いす付属品（車いす用クッション） サービスコード:171002

アルファプラFクッション（タイカ）


高弾性無膜ウレタンフォームとラジアルキャッチ™構造で高い体圧分散性能と座位姿勢の安定を実現。



FWC-4040:
幅40×奥行40×厚さ7.5cm／重量0.6Kg

アルファブラクッション（タイカ）

ゲルサンド構造で座位保持機能に優れ、疲れにくい。



KC-WP4040:
幅40×奥行40×厚さ6cm／重量0.6kg

デュオジェルクッション（ケーブ）


ジェルとウレタンのコンビネーションで、長時間の座位保持可能。



CK-385:
幅40×奥行40×厚さ7.5cm／重量1.7kg

ブレイラハイブリッド・ケアシート（グローバル産業）

優れた除圧効果で長時間の使用に最適なクッションです。



BRHS-400BL:
幅40×奥行40×厚さ5cm／重量0.8kg

アウルCARE 40F（加地）

厚さ4cmの薄さで足つきの良い薄型タイプのエクスジェルクッション。



OWL40F-BK1-4040:
幅40×奥行40×厚さ4cm
重量:約1.1kg

アウルCARE 60F（加地）

適度な厚みで体圧分散性を持つ標準タイプのエクスジェルクッション。



OWL60F-BK1-4040:
幅40×奥行40×厚さ6cm
重量:約1.2kg

アウルCARE 75F（加地）

坐骨部の深い沈み込み量を確保した減圧重視タイプのエクスジェルクッション。



OWL75F-BK1-4040:
幅40×奥行40×厚さ7.5cm
重量:約1.4kg

アウルCARE 80C（加地）

3D形状で最大限の薄さを実現した汎用性の高い姿勢保持タイプのエクスジェルクッション。



OWL80C-BK1-4040:
幅40×奥行40×厚さ3.5～8cm
重量:約1.6kg

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊
感知機器

車いす

車いす
付属品

スロープ

歩行補助
つえ

歩行器

移動用
リフト

手すり

T
A
I
S
コード

車いす付属品（車いす用クッション） サービスコード:171002

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊
感知機器

車いす

車いす
付属品

スロープ

歩行補助
つえ

歩行器

移動用
リフト

手すり

TOILET
コース

リフレックス（ユーキトレーディング）

面倒なバルブの調節の必要ないエアークッションです。



735001-16162:
幅40×奥行40×厚さ8cm／重量0.7kg

メリディアン（ユーキトレーディング）

2つの空気室を配置することで、最良の圧力分散と姿勢のサポートを提供します。



720002-1616-1:
幅40×奥行40×厚さ10cm／重量0.85kg
インサートパネル標準装備

J3クッション（サンライズメディカルジャパン）

床ずれ予防&姿勢保持クッションです。



サイズ2種類

シーボス（モルテン）

圧迫力・ずれ力・湿潤への対処を追及した快適で安全な車いす用クッションです。




38cm幅 (J3CS1515AFFS) :
幅38.1×奥行38.1×厚さ9.5cm／重量1.6kg
40cm幅 (J3CS1616BFFS) :
幅40.6×奥行40.6×厚さ9.5cm／重量1.9kg

MSPBL:
幅40×奥行40×厚さ5cm (最厚部7cm)
重量1.3kg

フォリオ（ケーブ）


お手入れ簡単。洗濯機で丸洗い可能。優れた通気性能でムレを軽減。厚さ6cmの薄型で優れた体圧分散性能。



CK-405:
幅40×奥行40×厚さ6cm
重量0.6kg

パワークッション（モルテン）

「体圧調整」と「除圧」を自動で行い、長時間座位時のおしりの痛みや床ずれの不安を軽減します。



MPWCL:
幅38×奥行40×厚さ8～12cm
重量1.2kg

アウルサポートセット（加地）

体幹が安定しない方も、お尻と背中に配置したエクスジェルが優しく支えます。

背クッション・座クッションは
単品でもレンタル可能です。



OWLS-S01B01 (セット)
OWLS-B01 (背):
幅48×奥行12×高さ36.5cm／重量1.4kg
OWLS-S01 (座):
幅40×奥行40×厚さ5～7cm／重量1.2kg

ボディサポート（ユーキトレーディング）


L型ホルダーがしっかり体を保持し、正しい座位姿勢が得られます。



BSW5:幅38×奥行16×厚さ16cm

ケアスロープ／ケアスロープUL (ケアメディックス)

幅70cmのスマートな屋外用スロープ。狭い間口に対応し、脱輪防止エッジ設計。折りたたみ式なので、移動も楽で畳んだ後も自立します。



ケアスロープ

品番	幅	長さ	エッジ高さ	重量
CS-65	70cm	65cm	2.5cm	約3kg
CS-100		100cm		約5kg
CS-120		120cm		約6kg
CS-150		150cm		約8kg
CS-175		175cm		約9kg
CS-200		200cm		約10kg
CS-240C		240cm		約12kg
CS-285C		285cm	3.5cm	約15kg

※CS-285Cのみ持ち手が3ヶ所

ケアスロープUL

品番	幅	長さ	エッジ高さ	重量
CS-285UL	68.4cm	285cm	3.5cm	約10kg

ケアスロープJ (ケアメディックス)

スロープを2本つなぎ合わせる事で、高低差に対応。




品 番	組合せ		スロープ全長 (ジョイント台含む)	最大適応 段差	
	スロープ	ジョイント台			
CSJ-300	CS-150	CS-150	CS-J	313cm	53cm
CSJ-325	CS-175			338cm	58cm
CSJ-350	CS-200			363cm	63cm
CSJ-390	CS-240C			403cm	71cm
CSJ-435	CS-285C			448cm	81cm
CSJ-350W	CS-175	CS-175		363cm	58cm
CSJ-375	CS-200			388cm	63cm
CSJ-415	CS-240C			428cm	71cm
CSJ-460	CS-285C			473cm	81cm
CSJ-400	CS-200			CS-200	413cm
CSJ-440	CS-240C	453cm			71cm
CSJ-485	CS-285C	498cm			81cm
CSJ-480	CS-240C	CS-240C		493cm	71cm
CSJ-525	CS-285C			538cm	81cm
CSJ-570	CS-285C	CS-285C		583cm	81cm

※スロープの上下組み合わせは自由

ケアスロープT (ケアメディックス)

勾配のある場所でもケアスロープを安定設置できます。



品番	組合わせ			重量
	対応スロープ	傾斜補正台	長さ×幅	
CST-120	CS-120	CS-T	150cm×70cm	約9kg
CST-150	CS-150		180cm×70cm	約11kg
CST-175	CS-175		205cm×70cm	約12kg
CST-200	CS-200		230cm×70cm	約13kg
CST-240	CS-240C		270cm×70cm	約15kg
CST-285	CS-285C		315cm×70cm	約18kg

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊
感知機器

車いす

車いす
付属品

スロープ

歩行補助
つえ

歩行器

移動用
リフト

手すり

T
A
I
S
コード

ケアスロープJC (ケアメディックス)

車いす用横方向乗入れスロープ。昇降機が設置出来ない環境や賃貸住宅での段差解消に有効です。

品番	組合わせ		適応段差	
	パーツA	パーツB	高さ	傾斜角度
CSJC-150	CS-150	CS-JC	30cm	12°
CSJC-175	CS-175		30cm	10°
CSJC-200	CS-200		35cm	
CSJC-240	CS-240C		40cm	
CSJC-285	CS-285C		50cm	




CS-JC:
高さ:30~50cm対応
耐荷重:300kg
※設置時、工具不要



段ない・ス ロールタイプ (シコク)

接合部が可動するので、段差だけでなく敷居やでこぼこ道等にも対応します。



収納・持ち運び




巻き取ることができるので、コンパクトに収納することができます。
また、専用ベルトにて、持ち運びも楽に行えます。

品 番	適用段差の目安				
	斜め掛け使用			またぎ使用	
	自力走行 (約5°)	介助者同伴 (約10°)	最大段差 (約15°)	自力走行 (約5°)	介助者同伴 (約10°)
630-150	13cm	26cm	40cm	6.5cm	13cm
630-180	16cm	32cm	47cm	8cm	16cm
630-210	18cm	37cm	55cm	9.5cm	18cm
630-240	21cm	42cm	63cm	10cm	21cm

630-150 (1500) : 幅70×長さ150cm / 重量約14.3kg
630-180 (1800) : 幅70×長さ180cm / 重量約17.1kg
630-210 (2100) : 幅70×長さ210cm / 重量約20.9kg (補助脚2本1セット標準装備)
630-240 (2400) : 幅70×長さ240cm / 重量約23.8kg (補助脚2本1セット標準装備)
耐荷重: 630-150 / 180: 250kg 630-210 / 240: 250kg (補助脚装着時)

インタースロープ (モルテン)

段差が小さく滑らかな形状なので、すり足でもつまずきにくく、車いすや歩行器でも楽に走行できます。



耐荷重:120kg



つまずきにくい形状



靴下でも安全



滑りにくい表面形状

品 番	幅	奥行	高さ	重量
MSRP1076	76cm	3.0cm	1.0cm	0.1kg
MSRP1576	76cm	5.0cm	1.5cm	0.3kg
MSRP2076	76cm	7.0cm	2.0cm	0.6kg
MSRP2576	76cm	9.0cm	2.5cm	0.7kg
MSRP3076	76cm	11.0cm	3.0cm	1.1kg
MSRP3576	76cm	13.0cm	3.5cm	1.7kg
MSRP4076	76cm	15.0cm	4.0cm	1.4kg
MSRP4576	76cm	17.0cm	4.5cm	2.1kg
MSRP5076	76cm	19.0cm	5.0cm	2.9kg
MSRP5576	76cm	21.0cm	5.5cm	2.6kg
MSRP6076	76cm	23.0cm	6.0cm	3.7kg

テトラ・ケインα (田辺プレス)

非課税

マグネシウム合金製で超軽量。



- 1cm間隔16段階での高さ調節可能
- 左右切替式
- 脚部構造を見直し堅牢度アップ


左右切替使用可能

重量:
テトラ・ケインα S:500g
テトラ・ケインα M:530g
耐荷重:75kg (共通)

超軽量アルミ4点杖 (ケイ・ホスピア)

非課税

おしゃれな花柄をご用意しました。



左右切替使用可能

超軽量アルミ4点杖
ブロンズ (KH-4B) / 花柄ピンク (KH-4P):
重量:630g / 耐荷重:100kg

テトラ・ケイン (田辺プレス)

非課税

マグネシウム合金製で超軽量。



左右切替使用可能

重量:
テトラ・ケイン S:440g
テトラ・ケイン M:460g
耐荷重:75kg (共通)

4点杖 (松永製作所)

非課税

4点支持で高い安定性を発揮。



左右切替使用可能

CMS-40S:
重量:980g / 耐荷重:100kg

テトラ・ケイン ラージベースS・M (田辺プレス)

非課税

四点支持で高い安定性を発揮。




左右切替使用可能

重量:
テトラ・ケイン ラージベース S:約600g
テトラ・ケイン ラージベース M:約620g
耐荷重:75kg (共通)

4点ステッキ (イーストアイ)

非課税

ステッキ高を低くして小柄な方にも対応。



左右切替使用可能

FS4-C/FS4-B:
重量:750g / 耐荷重:100kg

テトラ・ケイン ラージベースM 立ち上がり補助機能付(田辺プレス)

非課税

手をかけやすい2段式グリップが立ち上がる時の支えとなります。



ラージベース M
立ち上がり補助機能付:
重量:約800g / 耐荷重:75kg

ロフトストランドクラッチ (クリスタル産業)

非課税

握りと腕で支える安心感。



KR-108B:重量:565g

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊
感知機器

車いす

車いす
付属品

スロープ

歩行補助
つえ

歩行器

移動用
リフト

手すり

TAIS
コード

ケアリング多点杖 (ケアリング)

非課税

重さはわずか450g。自立式かつコンパクトなので邪魔になりません。




カーボン四点可動式スモールタイプ (島製作所) 非課税

カーボン製で超軽量。



楽スマ スリーベース (ケイ・ホスピア) 非課税

超軽量で新構造の3点先ゴム。SGマーク取得の安心の日本製。



かるがも4ポイントステッキ (フジホーム) 非課税

杖を地面に突いたまま方向転換できます。



ヒューゴステッキオフセット多点杖 (竹虎) 非課税

シャフトが邪魔にならずしっかり握れます。



松葉杖 (松永製作所) 非課税

グリップ部も簡単に高さ調整可能です。



アルミサイドウォーカー (日進医療器) 非課税

立ち上がり動作及び歩行の補助に。



コンパクトサイドケイン (幸和製作所) 非課税

ベッド、トイレ等からの立ち上がりも支援します。



特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊
感知機器

車いす

車いす
付属品

スロープ

歩行補助
つえ

歩行器

移動用
リフト

手すり

トイレ
コートのS

歩行器 サービスコード:171009

スリムフレームウォーカー固定型 (シンエンス) 非課税

全幅49cmのスリムタイプです。



キャスターモデル	WFS-4968-5: 5インチ回転キャスタータイプ 幅54×奥行52.5×高さ82~94.5cm 重量:3.65kg
	WFS-4968-3S: 3インチ回転キャスタータイプ 幅54×奥行51×高さ77~89.5cm 重量:3.25kg
	WFS-4968-3K: 3インチ固定キャスタータイプ 幅54×奥行51×高さ77~89.5cm 重量:3.05kg
	WFS-4968:幅49×奥行45×高さ68.5~81cm 重量:2.55kg / 耐荷重:100kg

ミニフレームウォーカー固定型 (シンエンス) 非課税

全幅42cmの超コンパクト歩行器です。



キャスターモデル	WFM-4262-5: 5インチ回転キャスタータイプ 幅47×奥行41×高さ76~88.5cm 重量:3.5kg
	WFM-4262-3S: 3インチ回転キャスタータイプ 幅47×奥行40.5×高さ71~83.5cm 重量:3.1kg
	WFM-4262-3K: 3インチ固定キャスタータイプ 幅47×奥行40.5×高さ71~83.5cm 重量:2.9kg
	WFM-4262:幅42×奥行35×高さ62.5~75cm 重量:2.4kg / 耐荷重:100kg

MgウォーカーⅢ型 (田辺プレス) 非課税

マグネシウム合金製で超軽量です。

MgウォーカーⅢ型S



MgウォーカーⅢ型S:
幅53.5×奥行44×高さ63~74cm (1cm単位)
重量:1.45kg / 耐荷重:約190kg
MgウォーカーⅢ型M:
幅56×奥行44×高さ74.5~85.5cm (1cm単位)
重量:1.55kg / 耐荷重:約190kg

MgウォーカーⅢ型M



アイルムーヴX (アイルリンク) 非課税

コンパクト設計で小回り・方向転換に優れています。



室内用



幅57.5×奥行60×高さ96~116cm (11段階)
キャスター径:10cm (四輪自在)
重量:15.2kg / 耐荷重:83kg

トレウォークスリム (日進医療器) 非課税

ハンドル・ストッパー付きです。



室内用

ストッパー

ベッドへの移動・ベッドからの立ち上がりを安全に行うためのストッパー機能つき。



レバー1本で高さ調節可能

幅55×奥行62×高さ85~105cm
キャスター径:前輪6インチ・後輪10cm
重量:12.1kg / 耐荷重:75kg

アルコー1G-T (星光医療器製作所) 非課税

上部マットは安定感のある幅広タイプ。
肘ズレ落ち防止のパッド付きです。

抵抗器
身体状況に合わせ、
歩行速度を調整できます。



1G-T:幅51.5×奥行57×高さ87.5~107.5cm
キャスター径:10cm
重量:13.6kg / 耐荷重:80kg
幅78cm以上の廊下で回転可。



室内用

アルコー1S (星光医療器製作所) 非課税

コンパクトで在宅利用を考慮した歩行器です。

室内用

※折り畳み時



1S:幅51.5×奥行57×高さ87~107.5cm
キャスター径:11cm / 重量:12.4kg / 耐荷重:100kg
幅78cm以上の廊下で回転可。



特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊
感知機器

車いす

車いす
付属品

スロープ

歩行補助
つえ

歩行器

移動用
リフト

手すり

TAIS
コード

歩行器 サービスコード:171009

セーフティーアーム (イースタイ) 非課税

歩行器の基本「固定式」。手脚のリハビリにも。



セーフティーアームウォーカー (イースタイ) 非課税

歩行器の基本「固定式」。手脚のリハビリにも。



セーフティーアームウォーカー Cタイプ (イースタイ) 非課税

ストリートキャスターの前脚とストッパーの付いた後脚の室内専用タイプ。



セーフティーアームウォーカー Mタイプ (イースタイ) 非課税

前脚は3インチプラスチックスイングキャスターで軽量の室内専用タイプ。



セーフティーアームウォーカー Lタイプ (イースタイ) 非課税

前脚は5インチ・ゴムスイングキャスター、後脚は3インチ・プラスチックキャスター付きストッパー。



セーフティーアームウォーカー Gタイプ (イースタイ) 非課税

4インチキャスターの6輪タイプ。



セーフティーアーム Vタイプウォーカー (イースタイ) 非課税

かごや座面の付いていないシンプルなハンドルブレーキタイプの歩行器です。



セーフティーアーム Uタイプウォーカー (イースタイ) 非課税

身体の荷重をしっかりと歩行器にかけることができ、安定した歩行をサポートします。



歩行器 サービスコード:171009

テイコブリトルホーム（幸和製作所）

コンパクトで小回りが利くので、狭い部屋でも **1・2・3** 楽にお使いいただけます。



室内用

WAW05:
折りたたみ時奥行:41cm
キャスター径:15cm
重量:5.5kg / 耐荷重:75kg
かごの最大積載量:かご3kg トレイ2kg

テイコブリトルホームF（幸和製作所）

スリムなのに馬蹄型で使える屋内専用歩行車です。 **1・2・3**



室内用

WAW18:折りたたみ時奥行:45cm
キャスター径:15cm
重量:7.8kg / 耐荷重:75kg
かごの最大積載量:かご3kg トレイ2kg

テイコブリトルワゴン（幸和製作所）

カゴのせ大容量のワゴンタイプ歩行車。 **1・2・3**



※折り畳み時



商品紹介動画は
こちら



WAW07:座面高:48cm
キャスター径:15cm
重量:約7kg / 耐荷重:75kg
かごの最大積載量:8kg

テイコブリトルワゴンミニ（幸和製作所）

コンパクトなカゴのせ機能付き歩行車。 **1・2・3**



WAW21:折りたたみ時奥行:41.5cm
キャスター径:13cm
重量:約4.9kg / 耐荷重:75kg
かごの最大積載量:6kg

レッツゴー／レッツゴーミニ（竹虎）

ちょっとしたものを運ぶのに便利なトレイ付き。



レッツゴー
(117500)



かごの最大積載量:
バスケット3kg
トレイ5kg

レッツゴーミニ
(117502)

室内用

商品紹介動画は
こちら



※高さ調整時にブレーキ調整も必要となります。
117500:重量:7kg
117502:重量:6.2kg
折りたたみ時奥行:24cm / キャスター径:15cm
トレイサイズ:42×35cm / 耐荷重:80kg

テイコブリトルハイII（幸和製作所）

容量たっぷりで機能的なバックは出し入れも簡単! **1・2・3**



ワイン
レッド



チェック
ブラック

商品紹介動画は
こちら



WAW15:折りたたみ時奥行:37cm
座面高:50cm / キャスター径:15cm
重量:約5.3kg / 耐荷重:75kg
かごの最大積載量:5kg

テイコブリトル（幸和製作所）

無駄が無くシンプルなデザインの軽量、コンパクト **1・2・3** 歩行車です。ワンタッチ駐車ブレーキを採用。



商品紹介動画は
こちら



HS05:
折りたたみ時奥行:40cm
座面高:50cm
キャスター径:前輪18cm・後輪15cm
重量:5kg / 耐荷重:75kg
かごの最大積載量:3kg

テイコブリトルスリム（幸和製作所）

軽量で持ち運びやすく、扱いやすい歩行車です。 **1・2・3**



商品紹介動画は
こちら



WAW04:折りたたみ時奥行:35cm
座面高:48cm / キャスター径:15cm
重量:4.5kg / 耐荷重:75kg
かごの最大積載量:4kg

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊
感知機器

車いす

車いす
付属品

スロープ

歩行補助
つえ

歩行器

移動用
リフト

手すり

TAIS
コード

ジスタ (幸和製作所)

グリップから手を離すだけで駐車ブレーキがかかります。

屋外用



WAW33:
座面高:46.5cm
重量:5.9kg / 耐荷重:80kg

- グリップから手を離すだけで駐車ブレーキがかかる
- 工具不要でタイヤの着脱が可能なタイヤ固定ユニット

サンティノ (幸和製作所)

折りたたみコンパクトな紳士用歩行車。

※折り畳み時



WAG02:キャスター径:13cm
重量:約4.9kg / 耐荷重:80kg
かごの最大積載量:5kg

アイルウォークライト (アイルリンク)

転倒リスクを軽減!軽量コンパクトな歩行車です。

屋外用



アイルウォークライト:
座面高:45cm
重量:5.1kg / 耐荷重:75kg
かごの最大積載量:5kg

- 座面の上げ下ろしでブレーキがかかります。華やかで上品なデザインです。

ハッピーIINB (竹虎)

シンプルで安全性と信頼性が高いスタンダードタイプ。

屋外用

室内用

対応身長目安:155~178cm



117005:
折りたたみ時幅:43.5×93~102cm
座面高:50cm
キャスター径:19cm / 重量:7.7kg
耐荷重:100kg

シンフォニー SP (島製作所)

コンパクトで使いやすい歩行車。

※折り畳み時



- 前輪キャスターは直進固定か回転角度120°に設定可能
- 杖受けパッド

座面高:41cm / キャスター径:14.5cm
重量:5.9kg / 耐荷重:100kg
かごの最大積載量:5kg

ハッピーミニ (竹虎)

ハッピーIINBの軽量・コンパクトタイプです。

屋外用

室内用

対応身長目安:140~165cm



117003:
折りたたみ時幅:39.5×83~93cm
座面高:43cm
キャスター径:18cm / 重量:6.5kg
耐荷重:80kg

シンフォニー SPスリム (島製作所)

コンパクトでも、ゆったり座れる機能性充実な歩行車。

※折り畳み時



座面高:44cm / キャスター径:14.5cm
重量:4.9kg / 耐荷重:75kg
かごの最大積載量:5kg



ハッピーIIツール (竹虎)

ハッピーIIに高さをプラス。より高身長の方向けに。

屋外用

室内用

対応身長目安:155~183cm



117070:
折りたたみ時幅:44.5×95~110cm
座面高:50cm
キャスター径:19cm / 重量:8.0kg
耐荷重:100kg

歩行器 サービスコード:171009

ミケーレ (幸和製作所)

クラシカルなデザインのローレーター型歩行車が誕生。



ミシェル (幸和製作所)

コンパクトでエレガントなデザインのローレーター型歩行車。



リトルターンハイトタイプ (アロン化成)

狭い空間でも扱いやすい小回りの良い本体設計。



リトルターントール103 (アロン化成)

最高クラスのハンドル高さでコンパクトさを兼ね備えた歩行車。



ティコブリトルF (幸和製作所)

2wayハンドルで体調や好みに合わせて設定可能! 1・2・3



シトレア (幸和製作所)

軽量・コンパクトな前腕支持歩行車。



ティコブリトルボンベF (幸和製作所)

酸素療法したまま外出できる馬蹄型歩行車。 1・2・3



シトレアワイド (幸和製作所)

ワイドタイプの前腕支持歩行車。



特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊
感知機器

車いす

車いす
付属品

スロープ

歩行補助
つえ

歩行器

移動用
リフト

手すり

TAIS
コード

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊
感知機器

車いす

車いす
付属品

スロープ

歩行補助
つえ

歩行器

移動用
リフト

手すり

TOA
コード

テイコブリトルR (幸和製作所)

抑速ブレーキ付。室内や狭い道でもスムーズに通ることができます。

1・2・3



※折り畳み時



HS05R:
座面高:52.5cm / 抑速ブレーキ速度:3段階
キャスター径:前輪18cm・後輪20cm
重量:7.8kg / 耐荷重:75kg / かつこの最大積載量:5kg

テイコブリトルRF (幸和製作所)

抑速ブレーキ付。2wayハンドルで体調や好みに合わせて設定可能!

1・2・3



ハンドルグリップ型で歩行の姿勢に疲れたら、馬蹄型に切り替えて負担を軽減します。

WAW02:折りたたみ時奥行:45cm
座面高:52.5cm / 抑速ブレーキ速度:3段階
キャスター径:前輪18cm・後輪20cm
重量:9.7kg / 耐荷重:75kg
かつこの最大積載量:5kg

ハッピーIINB抑速ブレーキ (竹虎)

シンプルで安全性と信頼性が高いスタンダードタイプ。

屋外用 室内用

対応身長目安:155~178cm



117007:
折りたたみ時幅:43.5×93~102cm
座面高:50cm
キャスター径:19cm / 重量:8.9kg
耐荷重:80kg

シトレアR (幸和製作所)

抑速ブレーキ付の軽量・コンパクトな前腕支持歩行車。

●コンパクト設計
前腕支持なのに48cmのコンパクトな車体幅。取り回しがよく、使いやすいです。



WAW25:
折りたたみ時奥行:40cm
重量:8.8kg / 耐荷重:75kg
キャスター径:前輪20cm・後輪15cm
かつこの最大積載量:5kg

ハッピーミニ抑速ブレーキ (竹虎)

ハッピーIINBの軽量・コンパクトタイプです。

屋外用 室内用

対応身長目安:140~165cm



117079:
折りたたみ時幅:39.5×84~94cm
座面高:45cm
キャスター径:19cm / 重量:8.4kg
耐荷重:80kg

シトレアワイドR (幸和製作所)

抑速ブレーキ付のワイドな前腕支持歩行車。

屋外用



WAW28:
座面高:48cm / キャスター径:前輪20cm・後輪15cm
重量:9.8kg / 耐荷重:100kg / バッグ積載量:5kg

テイコブリトルボンベ (幸和製作所)

酸素療法したまま外出できる歩行車。

1・2・3



商品紹介動画はこちら



WAW06:
折りたたみ時奥行:42.5cm
座面高:50cm / キャスター径:15cm
重量:5.6kg / 耐荷重:75kg
かつこの最大積載量:5kg
ボンベサイズ:φ105×h460mm以下

リトルターン抑速付 (アロン化成)

コンパクトで取り回しの良い抑速機能付歩行車。



●抑速機能付歩行車の中で最小クラスの大きさです。
●歩行が不安な方でも自動でブレーキがかかるので、しっかり体重をかけられます。
●握力の弱い方でブレーキを握れない方でも安心してご使用いただけます。

532-323:
折りたたみ時幅:28cm
座面高:47cm / キャスター径:20cm
重量:約8.5kg / 耐荷重:100kg
かつこの最大積載量:6kg未満


移動用リフト サービスコード:171012

つるべ Bセット (モリト)

非課税

アームが360度回転するため、広い範囲で使用できます。
組み立てもとても簡単です。

商品紹介動画は
こちら



Bセット:
幅86~106×長さ180~215×高さ155cm
重量:49kg / 耐荷重:100kg
※組み合わせるベッドによっては、
ベッド側にハイトスペーサーが
必要になる場合があります。

床走行式電動介護リフト (パラマウントベッド)

非課税

剛性が強く揺れの少ないアルミフレーム製。
コードレス (充電式) で使いやすい電動介護リフトです。



KQ-781:
幅65~106×長さ130×高さ130.7~204.6cm
前キャスター 高さ:12mm
重量:38kg / 耐荷重:205kg
※前脚高6.6cm 低床ベッド対応
※床高Sとの組み合わせでは、
ハイトスペーサー (KQ-P90H) が必要です。

独立宣言プリモ (コムラ製作所)

独立宣言シリーズの最軽量モデル。



【跳ね上げ式の肘掛け】
肘掛けを跳ね上げることで、
ベッド・車いす・ポータブルトイレ
への移乗にも利用できます。



DSPR2:
外寸法:幅56×奥行82.5×高さ84.8cm
座面:幅44×奥行39×高さ13.5~52cm
(最大ストローク38.5cm)
重量:22kg
耐荷重:100kg
※昇降スイッチ左右付替可能 (標準は右)

独立宣言リクライニング (コムラ製作所)

座面昇降に加え、電動リクライニングとチルト機能を持
った高級タイプです。



【リクライニング機構】
背もたれが後ろに傾斜。
【チルト機構】
背もたれと座板が
一緒に傾斜。



DSREC:
外寸法:幅66×奥行101.5~131.5×高さ95.5cm
座面:幅56×奥行48×高さ16~57.5cm
リクライニング角度:105°~135°
重量:45kg / 耐荷重:100kg
※昇降スイッチ左右付替可能 (標準は右)

独立宣言暖らん (コムラ製作所)

昇降・前後スライド・回転が特徴の座椅子です。
こたつの出入りが楽にできます。



【ストローク】
上下ストロークは
410mm。座板高さは
160mm~570mmまで
高さ調節可能です。



DSDAR:
外寸法:幅58~64×奥行99.5~116×高さ97.5cm
座面:幅42×奥行38×高さ16~57cm
リクライニング角度:95°~120° (手動)
座面回転角度:左右各90°
重量:58kg / 耐荷重:80kg
※昇降スイッチ左右付替可能 (標準は右)

独立宣言ローザワイドシート (コムラ製作所)

座面が薄いので床面からの移乗も楽になります。



【安全設計】
座面が薄くなっても裏面には
安全スイッチがついているので、
足などが触れても座板の下降が
停止する安心設計です。



DSRS-W:
外寸法:幅69×奥行81×高さ97.5cm
座面:幅55×奥行38×高さ1.5~61cm
重量:44kg / 耐荷重:80kg
※昇降スイッチ左右付替可能 (標準は右)


移乗サポートロボット Hug (FUJI)

非課税

座位間の移乗動作や、脱衣場での立位保持をサポートするロボットです。

L1-01 在宅介護向け。一般住宅に対応したサイズです。


T1-02 施設・病院向け。幅広い体格に対応します。



商品紹介動画は
こちら



L1-01:
重量:30kg / 耐荷重:100kg



商品紹介動画は
こちら



T1-02:
重量:35kg / 耐荷重:100kg



リモコンは、立つ・座るの
2ボタンだけ。



【共通】
バッテリー:鉛蓄電池 (DC24V)
充電時間:8時間 / 最大使用回数:100回
※使用環境による

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床すれ
防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊
感知機器

車いす

車いす
付属品

スロープ

歩行補助
つえ

歩行器

移動用
リフト


手すり

TAIS
コード

移動用リフト サービスコード:171012

バスリフト (東陶機器)

シートが電動で昇降、入浴介助の負担を軽減します。



バスリフト注意書き

※以下の浴槽には設置できません。

- 浴槽内側の長さ80cm以下の和風浴槽
- 深さ50cm未満の洋風浴槽
- ヘッドレスト付き浴槽
- 底部から気泡を噴出する浴槽
- 丸型・大型浴槽
- 24時間風呂付浴槽
- 浴槽リム面がフラットでない浴槽
- 中に手すり・グリップがある浴槽 (バスリフトと干渉する可能性がある場合)

ご注意

- 座位の保てない方はご利用にならないでください。
- お1人では利用せず、必ず介助者がついて使用願います。

1



バスリフトに移乗します。

2



リモコンでシートを降ろします。

3



浴槽の下までシートが降ります。

アームレストのある浴槽に



EWB101RS:
EWBS101RS-1 (アームレスト乗り越えキット付):
本体:幅64.5×奥行57.5×高さ15cm
シート:幅36×奥行32cm / 重量:20kg / 耐荷重:100kg
●充電式
付属品:充電池 (1個)・専用器


バスラベンダー (西川)

自立を支援する、入浴介助をサポートするバスリフト。



シートは着脱式

軽量で簡単に取り外せ、
使用の際は浴槽内に
置くだけで使用できる
リフトです。
吸盤固定タイプ。



設置イメージ



設置可能寸法 (浴槽内底面)
幅40cm以上 長さ80cm以上 深さ68cm以内

昇降回数:約25回
充電時間:約2時間
※バッテリーリフレッシュ機能付き
※安全装置付き
重量:18.5kg / 耐荷重:100kg

リーチ ショート / ロング (モルテン)


さまざまな玄関での段差を解消する据え置き型コンパクトリフト。

■ペダル操作で段差解消 (足踏み式)

軽い力でペダルを踏むだけで、車いすに乗った
利用者様が必要な高さまで上げることができます。
下げるときはロック解除レバーを引くだけの簡単操作です。



設置例



操作は
ペダルを
踏むだけ

手すりを持って
ペダル操作すると、
より楽に操作できます。

ショート (MREALT): 重量:62kg
ロング (MREALTL): 重量:65kg
耐荷重:150kg / 最大上昇荷重100kg

リーチ 電動式 (モルテン)

さまざまな玄関での段差を解消する据え置き型コンパクトリフト。

■狭いスペースにも設置できるコンパクトサイズ

高さ40cmまでのあがりかまちに対応可能



全長108×全幅90cm テーブルサイズ:長さ91×幅90cm

■車いす利用者様の "1人での外出" をサポート


紹介動画はこちら
(公式サイト)



レギュラータイプ (MREAD):
重量:52kg / 耐荷重:150kg

■簡単なリモコン操作で車いすに乗ったまま 上げ下げ可能

有線リモコンと
ワイヤレスリモコンの
2種類を標準装備



ルーツ (モルテン)

ソファや椅子での立ち座りを支援する床置き型手すり。

MNTPSBR



MNTPSBR:
ベースフレーム:幅50×長さ60cm
手すり部:幅33×高さ70/75/80cm
(3段階調節)
重量:12.9kg ※折りたたみ可能

ベッド・布団からの離床や立ち座りを支援する床置き型手すり。

MNTPLBR



MNTPLBR:
ベースフレーム:幅50×長さ105cm
手すり部:幅33×高さ70/75/80cm
(3段階調節)
重量:21.6kg ※折りたたみ可能

部屋での歩行を支援する床置き型手すり。

MNTPLGBR



MNTPLGBR:
ベースフレーム:幅50×長さ105cm
手すり部:幅61×高さ70/75/80cm
(3段階調節)
重量:17.1kg

ベッドからの離床や立位保持を支援する床置き型手すり。

MNTPCRB



MNTPCRB:
ベースフレーム:幅50×長さ105cm
手すり部:幅34×奥行31×
高さ70/75/80cm (3段階調節)
重量:20.4kg

スタンディ (パナソニックエイジフリー)

折りたたみ可能な面手すり。



- 面手すりと棒状手すりの両方を備え、立ち上がりと歩き出しをサポート。
- 両面手すりは、簡単に折りたたみ可能で、スペースを有効活用。
- 手すりは土台(ベース)の縦、横、中央に設置でき、さまざまな用途と場所に対応。



PN-L80401:
重量22.5kg / 耐荷重:100kg

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊
感知機器

車いす

車いす
付属品

スロープ

歩行補助
つえ

歩行器

移動用
リフト


手すり

TAIS
コード

たちあっぷ (矢崎化工)

取り付け工事のいらない置くだけタイプ。

CKA-01



設置例

CKA-02




設置例

CKA-01:
手すり間口:33.8cm/重量:11.7kg
たちあっぷマット標準

CKA-02:
手すり間口:33.8cm/重量:15.5kg
たちあっぷマット標準

CKA-03




設置例

商品紹介動画は
こちら



CKA-04



設置例

CKA-03:
手すり間口:35.2cm
手すり奥行:26.5cm
重量:15.4kg/たちあっぷマット標準

CKA-04:
手すり間口:77.8cm/重量:16.0kg
たちあっぷマット標準

ベッドでとまるくん (矢崎化工)

ベッド下部と床面との間に差し込んで、
たちあっぷの安定性を向上させます。



CKA-CA


2個1組です

CKA-CK

CKA-CA/CKA-CK:
重量:0.3kg (セットでの重さ)

おもしろくん (矢崎化工)

つながるくん使用時の安定性を
向上させます。




使用例

CKA-J:
直径9.6×高さ12cm/重量:5.0kg
※たちあっぷCKAシリーズ用

つながるくん (矢崎化工)

起き上がり・立ち上がり・歩行をサポート。



商品紹介動画は
こちら



※ジョイント芯間距離
CKA-E60:60cm
CKA-E90:90cm
CKA-E120:120cm

※製品外寸
CKA-E60:73cm
CKA-E90:103cm
CKA-E120:133cm
フレーム外寸:19cm

※重量
CKA-E60:2.7kg
CKA-E90:3.3kg
CKA-E120:3.8kg


1. CKA-CAはベッド下部と床面の間は55~250mmに対応します。
2. CKA-CKはベッド下部と床面の間は25~340mmに対応します。
3. 可動式ベッドへの使用はできません。
4. CKA-01~04-13用です。

たよレール (マツ六)

いす等の端座位からの立ち上げりに。

- 椅子やソファからの立ち上がりを安全にサポートする手すりです。
- 横手すり部はφ32ディンプル付です。
- 安心の蓄光付き (横手すり部)

BZ-N01



BZ-N01:
重量:約11.6kg
ベースマット標準装備

布団、ベッドでの起き上がり。

- 4段手すりで布団やベッドからの立ち上がりを安全にサポートする手すりです。
- 横手すり部はφ32ディンプル付です。
- 安心の蓄光付き (横手すり部)

BZ-N02



BZ-N02:
重量:約15.5kg
ベースマット標準装備

ベッドでの起き上がり、立ち上げりに。

- ベッドからの立ち上がりを安全にサポートする手すりです。
- コの字形状でスムーズな動作が可能になります。
- 横手すり部はφ32ディンプル付です。
- 安心の蓄光付き (横手すり部)

BZ-N03



BZ-N03:
重量:約15.2kg
ベースマット標準装備

歩行補助の他、椅子やベッドからの立ち上がりを安全にサポートする手すりです。

- ベースプレートはつたい歩きに対応した滑りにくい仕様です。
- ベッドサイド、壁際などシチュエーションに合わせて、手すりの位置を変えられます。
- セーフティウエイトL (標準装備 2枚セット)

BZ-N04



BZ-N04:
重量:約15.7kg
(セーフティウエイトL付き:約19.9kg)
ベースマットは、オプション
※ベースマット付きをご要望の際には、
ご注文時に明記願います。

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊
感知機器

車いす

車いす
付属品

スロープ

歩行補助
つえ


歩行器

移動用
リフト

手すり

TAIS
コード

たよレール連結手すり わたレールN (マツ六)



※ウエイトを使用して下さい。

たよレールアームN (マツ六)



BZ0-10:
たよレール用セーフティアーム
床からベッドフレームまでの
高さ43~370mmに取付け可能です。


たよレールアップ (マツ六)



BZO-12:
たよレールに取付けて使用するオプション部材です。

※対応たよレール:BZ-N01/N02/N03/N04
※たよレール(BZ-N01~N04)に取付ける場合は、
必ず付属の【φ32用スペーサー】を使用してください。
※オプション品の【たよレールアームN】を使用し、
ベッドフレームに密着させて設置してください。

たよレールウエイト (マツ六)



BZ0-05:
重量:約4.9kg

たよレールhigh (マツ六)

突っ張り支柱と横手すりで座位からの
つかまり立ちの動作をサポート。

BZH-01 屋内用




屋外のコンクリート・モルタル・タイルの
床などで使用。

BZH-101-A 屋外用



ベスポジ-e 基本セット／ベスポジBPZ（ホクメイ）

様々なオプションと組み合わせることで、ご利用者様に合った手すりをご提案します。



※（ ）はBPZの寸法です。

1. より安全に、より安心に

- 従来品より天井圧を30%カット。天井への負担軽減。
- 天井圧の過不足の視認性がUP（警告窓機構搭載）。

2. 様々な視点から考えた扱いやすさ

- ロックレバーが低くなり操作性がUP。
- 固定ネジを排除し工具レスで設置可能。

注意 ● 赤ラインが消えていなければ、取り付け面が弱い、突っ張り圧が弱いので再設置してください。
● 天井ベース確認窓に線が出ると、天井に負荷がかかりすぎています。再設置してください。



取り付け場所を決め、ロックレバーを解除し、上部パイプを伸ばし、天井にピッタリと付けます。
専用垂直器でベスポジ-eが垂直であることを確認し、固定レバーを下げます。
天井ベース下の赤ラインと天井ベースの確認窓の赤ラインが消えていることを確認します。
固定レバー下のレバーロックボタンを押上げてロックします。確認窓に線が見えている場合、負荷が強いため再度付け直してください。（解除が必要な場合は5mm六角レンチが必要です）

ベスポジ-e 基本セット

[天井ベース T型] BPE-100-10 / 重量4.9kg
[天井ベース 丸型] BPE-100-11 / 重量4.3kg

ベスポジ-e 基本セット耐水ベース

[天井ベース T型] BPE-100-80 / 重量5.0kg
[天井ベース 丸型] BPE-100-81 / 重量4.4kg

ベスポジBPZ（レギュラー）

[天井ベース T型] BPZ-100-50 / 重量4.35kg
[天井ベース 丸型] BPZ-100-10 / 重量3.65kg

ベスポジBPZ（ロング）

[天井ベース T型] BPZ-100-70 / 重量4.60kg
[天井ベース 丸型] BPZ-100-30 / 重量3.90kg

ベスポジBPZ（ショート）

[天井ベース T型] BPZ-100-60 / 重量4.15kg
[天井ベース 丸型] BPZ-100-20 / 重量3.45kg

ベスポジBPZ（耐水ベース）

[天井ベース 丸型 レギュラー] BPZ-100-80 / 重量3.95kg
[天井ベース 丸型 ショート] BPZ-100-81 / 重量3.75kg
[天井ベース 丸型 ロング] BPZ-100-82 / 重量4.20kg

耐水ベース




BPE-100-90
直径:20cm
※屋外で使用する時に必要な部品です



ウェーブ型手すり レギュラー／ロング（ホクメイ）


基本セットに組み合わせることで、立ち上がりや段差昇降などの動作や移動をサポートできます。



「膝当て手すり」と併用する事で、サポート効果が向上します。

グリップアーム-e 5P斜／5P／3P（ホクメイ）

正面に向かって取り付け、両手で掴んで立ち上がりや移動をサポートに使います。



設置例

玄関アーム レギュラー／ショート（ホクメイ）

玄関かまちなど、段差のあるところで使用します。



玄関アーム



丸グリップ



シリコン滑り止めシート



手すりカバー



シリコン滑り止めシート



設置例

BPE-500-10/20とENT-180-30/40の違いは補助ベースφ200の有無だけです。ベスポジションバー（NBP）と組み合わせる場合は補助ベースが必須となりますので、ENT-180-30/40をご利用ください。
※ベスポジ-e、ベスポジBPZは補助ベース不要。

レギュラー:

補助ベースφ200:
[無し] BPE-500-10 [付属] ENT-180-30

ショート:

補助ベースφ200:
[無し] BPE-500-20 [付属] ENT-180-40

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊

車いす

車いす
付属品

スロープ

歩行補助
つえ

歩行器


移動用
リフト

手すり

TAIS
コード


手すり サービスコード:171007

膝当て手すり (ホクメイ)




BPE-200-10

肘置き手すり (ホクメイ)




BPE-200-20

プッシュ手すり (ホクメイ)




BPE-200-30

角型手すり (ホクメイ)




BPE-300-30

円型手すり (ホクメイ)



BPE-300-20

b型手すり (ホクメイ)



BPE-300-90

商品紹介動画は
こちら



b型手すりロング (ホクメイ)




BPE-300-100

商品紹介動画は
こちら



D型手すり (ホクメイ)




BPE-300-110

商品紹介動画は
こちら



I型手すりロング (ホクメイ)



BPE-300-120




グリップボール
2個付属

商品紹介動画は
こちら




レール手すり (ホクメイ)

腰を当てることで、歩行におけるふらつきを抑え、横仕様に組み替えることで、手の平や前腕部で支持しやすい形になります。



かんたん組み換え



BPE-300-80



設置例

システム木手すり (ホクメイ)

固定 ※基本セットは含まれません。

部屋の中央も通すことができます。



ベースポジ-eの基本の
基本ポールを二本立て、
その間に木製の横手すりを
設置したセットです。



設置例

SBR-10-060:長さ60cm
SBR-10-090:長さ90cm
SBR-10-120:長さ120cm

跳ね上げ ※基本セットは含まれません。

中間の木手すりを跳ね上げることができます。



部屋から廊下、押し入れ前等、
横棒を通したままに出来ない
場合がある時に使用します。



設置例

SBR-70-060:長さ70cm
SBR-70-090:長さ100cm
SBR-70-120:長さ130cm

取り外し ※基本セットは含まれません。

不要な時に木手すりを取り外しておくことが可能。



基本セット間を繋ぐ横手すり。
押し入れの前や、扉等を通す
時等に使用します。



設置例

SBR-80-060:長さ70cm
SBR-80-090:長さ100cm
SBR-80-120:長さ130cm

曲げ ※基本セットは含まれません。

階段や玄関框など段差のある所に設置可能。



ブラケットを横方向に取り付ける
ことでベースポジ-eを横方向に曲げ
ることもできます。




設置例

SBR-20-060:長さ70cm
SBR-20-090:長さ100cm
SBR-20-120:長さ130cm

伸縮 固定 ※基本セットは含まれません。

手すりの細かい寸法調整が可能。



カンタン調整

30cmの伸縮幅で容易に調整が可
能です。

無段階調整


伸縮は無段階で必要な長さだけ調
整が可能です。



SBR-30-609:長さ60~90cm
SBR-30-912:長さ90~120cm

伸縮 曲げ ※基本セットは含まれません。

段差がある所に設置できる伸縮手すり。



カンタン調整

30cmの伸縮幅で容易に調整が可
能です。

無段階調整

伸縮は無段階で必要な長さだけ調
整が可能です。



SBR-40-609:長さ70~100cm
SBR-40-912:長さ100~130cm

オフセット連結セット 固定/伸縮 ※基本セットは含まれません。

オフセット用T型ブラケット使用で、持ち替えることなく握って進めます。

固定タイプ (オフセット連結セット)

曲げブラケット



木手すり (600/900/1200)

オフセッ
ト
ブラ
ケッ
ト


伸縮タイプ (伸縮オフセット連結セット)

曲げブラケット



伸縮手すり (600~900/900~1200)

オフセッ
ト
ブラ
ケッ
ト



壁面手すりの様に、
「横手すりを前に出す」
ことができます。
中央の支柱付近の横手すりが
前に出ているため、手首を返
したり手すりを持ち替えたり
する必要がなく、自然な使用
が可能です。

固定タイプ (オフセット連結セット)
SBR-50-060:長さ60cm
SBR-50-090:長さ90cm
SBR-50-120:長さ120cm

伸縮タイプ (伸縮オフセット連結セット)
SBR-50-609:長さ60~90cm
SBR-50-912:長さ90~120cm

特殊
寝台

特殊
寝台
付属品

床
ずれ
防止
用具

体位
変換
器

認知
症
老人
徘徊
感知
機器

車い
す

車い
す
付属品

ス
ロー
プ

歩
行
補
助
つえ

歩
行
器

移
動
用
リフト

手
すり

T
A
I
S
コ
ー
ド

手すり サービスコード:171007

バディーI (モルテン)

工事不要。突っ張ることでの強度安全性と生活動作を広げる垂直型手すり。



梁のある天井ならどこでも設置可能。
※浴室など、水気のある場所や屋外では使用できません。



上段:型番/下段:製品重量《共通》グリップ直径:3.65cm

バディI本体		ストッパーの種類			
		十字型	I型	丸型(丸型S)	小型丸型
		梁のある場所ならどこでも設置可能	壁際や部屋の端への設置に最適	狭い場所や部屋の隅への設置に最適	トイレなど狭い天井の隅に
タイプ	対応天井高				
Cタイプ	190~280cm	MNTCM-C 7.1kg	MNTCMIS-C 6.6kg	MNTCMRCS-C 5.7kg	設定は できません。

サイドバー (モルテン)




立ち座りや寝返りをサポート。

MNTCM01LB:
幅26×高さ19.5cm
重量:0.65kg

L型サイドバー45 (モルテン)

玄関での立ち座りをサポート。



※必ずバディーI下部に丸型ストッパーを併用してください。(L型には標準で1枚付属)

MNTCM07:
長さ76×高さ100cm
手すり部直径:3.5cm/重量:3.5kg

L型サイドバー90 (モルテン)

玄関での立ち座りをサポート。



※必ずバディーI下部に丸型ストッパーを併用してください。(L型には標準で1枚付属)

MNTCM06:
長さ76×高さ75cm
手すり部直径:3.5cm/重量:3.1kg

丸型サイドバー (モルテン)




手のひらや肘で身体を支えての立ち座りをサポート。

MNTCM05:
アームレストサイズ:幅15×高さ28cm
重量:1.5kg

クロスバー 90/120 (固定式) (モルテン)


廊下や室内の必要な空間に手すりを設置できます。



※クロスバー単品となります。
※斜め取付可

クロスバー 90/120 (跳ね上げ式) (モルテン)

廊下や室内の必要な空間に手すりを設置できます。



※クロスバー単品となります。
※斜め取付可

クロスバー取り付けブラケット (モルテン)

クロスバーで連結するためのブラケット。



※ルーツ同士の連結も可能です。

MNTCM03TB:
幅5.5×高さ12×長さ13.5cm/重量:0.2kg

手すり サービスコード:171007

たちあっぷ540 (矢崎化工)

屋内・屋外でも使用可能な補助手すり。



CKH-01 (ステップ無し 両手すり):
対応する高さの目安 3~18cm
重量:34.7kg/ベースマット標準



CKH-02 (ステップ無し 片手すり):
対応する高さの目安 3~18cm
重量:28.6kg/ベースマット標準




設置例


たよレールdanハイトタイプ/ロータイプ (マツバ)

手すりはφ34mmで引っかかりのない一体型手すり。

ハイトタイプ




BZD-03WN(両手すり・踏み台無し):
適合するあがりかまちの高さ 9~50cm
重量:38.8kg/ベースマット標準




BZD-01WN(片手すり・踏み台無し):
適合するあがりかまちの高さ 9~50cm
重量:30.8kg/ベースマット標準

ロータイプ



BZD-07WD(両手すり・踏み台無し):
適合するあがりかまちの高さ 9~36cm
重量:34.2kg/ベースマット標準



BZD-05WD(片手すり・踏み台無し):
適合するあがりかまちの高さ 9~36cm
重量:28.5kg/ベースマット標準

BS小路 (シコク)

コンパクトな手すりのため、場所を取らず、住環境を広く使え、転倒予防に繋がります。



- 手すりの取付け位置をお選びいただけます! (右・中央・左)
- 従来品の「玄関用ベストサポート 手すりコンパクトタイプ」より更にスマートになりました!
- 今まで設置が難しかった小さな玄関にもスペースを気にせず設置できます。
- ステップ台はベースプレート上にしっかり固定することができ、表面に滑り止めを施していることから、転倒予防に繋がります。

626-110:
重量:約15.6kg
「626-110SS (BS小路SS)」は、コンパクト手すり「BS小路」にステップ台をセットにした商品です。(ステップ台重量:約10kg)

BS小桜 (シコク)

段差がある場所への移動時の支えとして、また立位時の寄り掛かり場所として、日常生活をサポートします。



- 高位置支持が可能のため、立位姿勢を安定させた状態で次の「一歩」を踏み出せ、転倒予防につながります。
- ベースプレートの厚みは1.4cm、つますきにくさを追求しました。
- 耐水/耐候性仕様で、ベランダや台所・洗面所でも利用可能。

633-210:
重量:約15.0kg

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊
感知機器

車いす

車いす
付属品

スロープ

歩行補助
つえ

歩行器

移動用
リフト

手すり


TAIS
コード

手すり サービスコード:171007

ルーツ あがりかまちタイプ (モルテン)

玄関のあがりかまちでの昇り降りの動作をサポート。

高さH型



MNTPKH2BR (両手すり):
重量:42.2kg



MNTPKH1BR (片手すり):
重量:32.8kg

高さL型



MNTPKL2BR (両手すり):
重量:40.4kg



MNTPKL1BR (片手すり):
重量:31.9kg



設置例

あがりかまち用たちあっぱ (矢崎化工)


置くだけで玄関の昇降が楽になる工事不要手すりです。




CKE-01-1 (両手すり):
重量:32.8kg / ベースマット標準



CKE-02-1 (片手すり):
重量:26.9kg / ベースマット標準



CKE-03 (両手すり):
重量:31.8kg / ベースマット標準




CKE-04 (片手すり):
重量:26.4kg / ベースマット標準

あがりかまち用たちあっぱミニ (矢崎化工)

集合住宅の玄関にも対応。



CKG-01 (スライドベース付き 両手すり):
重量:33.7kg
ベースマット標準




CKG-02 (スライドベース付き 片手すり):
重量:28.2kg
ベースマット標準



CKG-03 (スライドベースなし 両手すり):
重量:26.4kg
ベースマット標準



CKG-04 (スライドベースなし 片手すり):
重量:20.9kg
ベースマット標準



設置例

手すり サービスコード:171007

たよレールSOTOE (マツタ)

使用環境・使用される方の身体状況に応じて、自由な組み合わせで提案可能な手すりです。

使用イメージ

単体で使用するだけでなく、わたレールEKを使って複数台を連結させて使用することも可能です。



標準型

BZK-01


手すりは中央でもOK



BZK-02



寸法図



BZK-01:重量17.8kg

BZK-02:重量20.6kg

スリム型

階段の踏面など狭いスペースに。

※スリム型は単体で使用できません。

BZK-03

手すりは中央でもOK




BZK-04



BZK-03:重量14.7kg

BZK-04:重量17.1kg


寸法図



わたレールEK (マツタ)

伸縮式で簡単調整。
本体と連結して連続手すりとして使用可能。


連結することで連結手すりになります。連結台数に制限はありません。
※必ず標準型を1台以上組み合わせて下さい。



●上下方向は45°まで
左右方向は最大90°
まで角度調整可能。



●上下に2本接続することで、
2段手すりになり、階段の上り、
下りそれぞれに利用できます。



●左右方向は最大90°まで角度調整可能。
コーナーでも連結できます。

BZW-7057EK:重量:1.5kg
BZW-9070EK:重量:1.7kg
BZW-1290EK:重量:2.0kg
BZW-1612EK:重量:2.5kg

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊
感知機器

車いす

車いす
付属品

スロープ

歩行補助
つえ

歩行器

移動用
リフト

手すり


TAIS
コード

たよレールSOTOE（マツ六）

たよレールSOTOEは、オプションの「わたレールEK」との併用で、連続手すりとしても使用可能です。

標準型

たよレールSOTOE標準型1台に「わたレールEK」をセットした、据置き型の連続手すりです。



BZK-01S

BZK-02S



スリム型

たよレールSOTOEスリム型1台に「わたレールEK」をセットした、据置き型の連続手すりです。

BZK-03S

BZK-04S




※スリム型だけで連結させることはできません。

標準型+標準型

たよレールSOTOE標準型2台に「わたレールEK」をセットした、据置き型の連続手すりです。

BZK-01W

BZK-02W



標準型+スリム型

たよレールSOTOE標準型1台とスリム型1台に「わたレールEK」をセットした、据置き型の連続手すりです。

BZK-0103W

BZK-0204W



型番	L (cm)	対応高さ
BZK-01S(7057)	42.4~56.0	①
BZK-01S(9070)	55.6~75.8	②
BZK-01S(1290)	75.6~105.8	③
BZK-01S-1612	105.1~145.8	④
BZK-02S(7057)	42.4~56.0	①
BZK-02S(9070)	55.6~75.8	②
BZK-02S(1290)	75.6~105.8	③
BZK-02S-1612	105.1~145.8	④
BZK-01W(7057)	42.4~56.0	①
BZK-01W(9070)	55.6~75.8	②
BZK-01W(1290)	75.6~105.8	③
BZK-01W-1612	105.1~145.8	④
BZK-02W(7057)	42.4~56.0	①
BZK-02W(9070)	55.6~75.8	②
BZK-02W(1290)	75.6~105.8	③
BZK-02W-1612	105.1~145.8	④

型番	L (cm)	対応高さ
BZK-03S(7057)	42.4~56.0	①
BZK-03S(9070)	55.6~75.8	②
BZK-03S(1290)	75.6~105.8	③
BZK-03S-1612	105.1~145.8	④
BZK-04S(7057)	42.4~56.0	①
BZK-04S(9070)	55.6~75.8	②
BZK-04S(1290)	75.6~105.8	③
BZK-04S-1612	105.1~145.8	④
BZK-0103W(7057)	42.4~56.0	①
BZK-0103W(9070)	55.6~75.8	②
BZK-0103W(1290)	75.6~105.8	③
BZK-0103W-1612	105.1~145.8	④
BZK-0204W(7057)	42.4~56.0	①
BZK-0204W(9070)	55.6~75.8	②
BZK-0204W(1290)	75.6~105.8	③
BZK-0204W-1612	105.1~145.8	④

対応高さ (cm)	
①	0~30.1 [57] / 0~39.3 [70]
②	0~39.3 [70] / 0~53.4 [90]
③	0~53.4 [90] / 0~74.6 [120]
④	0~74.6 [120] / 0~102.9 [160]

※最大は取付角度が45°のとき []は手すり長さ

洋式トイレフレーム（アロン化成）

狭いトイレにも、取り付け簡単。



樹脂肘掛け



SUS-はねあげR-2

木製肘掛け




専用スペーサー取付時
(SUS-はねあげR-2)

※SUS-はねあげR-2の専用スペーサー (0円) は幅を5cm広げることができます。温水洗浄便座の操作パネルが干渉して取り付けできない便座に対応します。

S-はねあげR:幅64×奥行50×高さ55~70cm (6段階調節) / 重量:9kg
SUS-はねあげR-2 (樹脂肘掛け / 木製肘掛け):
幅66×奥行55×高さ55~70cm (6段階調節) / 重量:約10kg


取付可能な洋式便器

△寸法が14cm以上、40cm以下の便器に取り付け可能。
(△は床から20cmの高さの便器の最大幅)




取付可能な温水洗浄便座付の便器

●操作板の長さが25cm以下の場合



●操作板の長さが25cm以上の場合




洋式トイレ用スライド手すり（ステンレス）（パナソニック）

スライドした肘掛けに掴まることができるので安心、安全。



取付可能な洋式便器


△寸法が26cm以上、40cm以下の便器に取り付け可能。
(△は床から30cmの高さの便器の最大幅)



PN-L53001:幅65×奥行46×高さ58~74cm
(2cm間隔9段階調節) / 重量:8.5kg

洋式トイレ用ベストサポート手すり(ひじ掛けはねあげタイプ)（シコク）

ワンタッチ操作で肘掛け手すり部をはねあげられます。




商品紹介動画はこちら



627-010:
幅62~72 (左右約7cmずつ) ×奥行46×
高さ56~71cm (2.5cm間隔6段階調節)
ひじかけ:長さ35cm / 重量:9kg / 耐荷重:100kg

SA手すり（洋式トイレ用手すりシリーズ）（シコク）

機能性充実でトイレ用手すり『新定番』に。



627-060:
幅62~72(左右5cmずつ)×奥行69×
高さ85~100cm(3cm間隔6段階調節)
重量:約17.5kg/耐荷重:100kg



●便器までの移動時に ●方向転換時の支えに

- トイレでの移動の動作補助
- 方向転換時の転倒予防に
- 介助時の着脱衣を補助

ルーツ スモールタイプ 両手すり/片手すり（モルテン）

立つ・座るなどの昇降動作をサポート。
トイレなどの狭いスペースでも使用可能。



両手すり (MNPT2):
幅46×長さ66×高さ60/65/70cm
手すり幅:35cm / 重量:14.3kg



片手すり (MNPT1):
幅46×長さ66×高さ60/65/70cm
手すり幅:35cm / 重量:12kg

※手すりの位置を左右に変更可能

安寿 アットグリップトイレサポート（アロン化成）

置くだけ簡単設置のトイレ用手すり! ひじ掛けの 片手/両手 はねあげ/固定 は選択可能!

H-T 両側はねあげ



H-S 片側はねあげ



HN-T はねあげ/ノーマル



N-T 両側ノーマル



N-S 片側ノーマル



H-T
両側はねあげ

ひじ掛けを選べます



手すりの位置を前後左右に調節できます

左右調節 (ひじ掛け内寸)
支柱を180度回転させることでひじ掛け内寸を調節できます。



前後調節
支柱の固定位置を変えることで前後に調節できます。



前方に手を置くので、立ち上がり姿勢（前傾）がより安定します。

重量:H-T:約14.6kg/H-S:約11.8kg
HN-T:約13.9kg/N-T:約13.1kg
N-S:約11.0kg

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊
感知機器

車いす

車いす
付属品

スロープ

歩行補助
つえ

歩行器

移動用
リフト

手すり

TAIS
コード

頁	商品名/規格/型番	TAIS-CODE
3	楽匠プラス 3Mo樹脂 KQ-A6111/A6311	00170-001315
3	楽匠プラス 3Mo樹脂SH KQ-A6111S/A6311S	00170-001317
3	楽匠プラス 3Mo樹脂 KQ-A6122/A6322	00170-001328
3	楽匠プラス 3Mo樹脂SH KQ-A6122S/A6322S	00170-001329
3	楽匠プラス 2Mo樹脂 KQ-A5111/A5311	00170-001287
3	楽匠プラス 2Mo樹脂SH KQ-A5111S/A5311S	00170-001289
3	楽匠プラス 2Mo樹脂 KQ-A5122/A5322	00170-001300
3	楽匠プラス 2Mo樹脂SH KQ-A5122S/A5322S	00170-001301
3	楽匠プラス 3M樹脂 KQ-A3111/A3311	00170-001259
3	楽匠プラス 3M樹脂 KQ-A3122/A3322	00170-001265
3	楽匠プラス 2Mo樹脂 KQ-A4111/A4311	00170-001273
3	楽匠プラス 2Mo樹脂 KQ-A4122/A4322	00170-001279
3	楽匠プラス 2M樹脂 KQ-A2111/A2311	00170-001245
3	楽匠プラス 2M樹脂 KQ-A2122/A2322	00170-001251
4	楽匠プラス 3Moスリム KQ-A6114/KQ-A6314	00170-001442
4	楽匠プラス 3MoスリムSH KQ-A6114S/KQ-A6314S	00170-001443
4	楽匠プラス 3Moスリム KQ-A6125/KQ-A6325	00170-001450
4	楽匠プラス 3MoスリムSH KQ-A6125S/KQ-A6325S	00170-001451
4	楽匠プラス 2Moスリム KQ-A5114/KQ-A5314	00170-001424
4	楽匠プラス 2MoスリムSH KQ-A5114S/KQ-A5314S	00170-001425
4	楽匠プラス 2Moスリム KQ-A5125/KQ-A5325	00170-001432
4	楽匠プラス 2MoスリムSH KQ-A5125S/KQ-A5325S	00170-001433
4	楽匠プラス 3Msリム KQ-A3114/KQ-A3314	00170-001406
4	楽匠プラス 3Msリム KQ-A3125/KQ-A3325	00170-001410
4	楽匠プラス 2Moスリム KQ-A4114/KQ-A4314	00170-001415
4	楽匠プラス 2Moスリム KQ-A4125/KQ-A4325	00170-001419
4	楽匠プラス 2Msリム KQ-A2114/KQ-A2314	00170-001397
4	楽匠プラス 2Msリム KQ-A2125/KQ-A2325	00170-001401
4	楽匠Z 3M木製HH KQ-7303/7313/7323/7333	00170-000787
4	楽匠Z 3M木製HH KQ-7303S/7313S/7323S/7333S	00170-000791
4	楽匠Z 3M木製HF KQ-7302/7312/7322/7332	00170-000786
4	楽匠Z 3M木製HF KQ-7302S/7312S/7322S/7332S	00170-000790
4	楽匠Z 3M木目 KQ-7301/7311/7321/7331	00170-000785
4	楽匠Z 3M木目 KQ-7301S/7311S/7321S/7331S	00170-000789
4	楽匠Z 2M木製HH KQ-7203/7213/7223/7233	00170-000779
4	楽匠Z 2M木製HH KQ-7203S/7213S/7223S/7233S	00170-000783
4	楽匠Z 2M木製HF KQ-7202/7212/7222/7232	00170-000778
4	楽匠Z 2M木製HF KQ-7202S/7212S/7222S/7232S	00170-000782
4	楽匠Z 2M木目 KQ-7201/7211/7221/7231	00170-000777
4	楽匠Z 2M木目 KQ-7201S/7211S/7221S/7231S	00170-000781
5	クオラONE 3M木製Slim KQ-B6307/KQ-B6327	00170-001523
5	クオラONE 2Mo木製Slim KQ-B6407/KQ-B6427	00170-001535
5	クオラONE 2M木製Slim KQ-B6207/KQ-B6227	00170-001526
5	楽匠S らくらく木製 KQ-9602/9612/9622/9632	00170-000513
5	楽匠S らくらく木製 KQ-9652	00170-000679
5	楽匠S らくらく木目 KQ-9601/9611/9621/9631	00170-000517
5	楽匠S 2M木製 KQ-9202/9212/9222/9232	00170-000515
5	楽匠S 2M木製 KQ-9252	00170-000678

頁	商品名/規格/型番	TAIS-CODE
5	楽匠S 2M木目 KQ-9201/9211/9221/9231	00170-000519
6	ベッドサイドレール KS-161Q	00170-000527
6	ベッドサイドレール KS-171Q	00170-000529
6	ベッドサイドレール KS-151Q	00170-000537
6	ソフトカバー付ベッドサイドレール KS-161QC	00170-000539
6	ソフトカバー付ベッドサイドレール KS-171QC	00170-000541
6	ソフトカバー付ベッドサイドレール KS-151QC	00170-000543
6	ベッドサイドレール KS-191Q	00170-000752
6	スイングアーム介助バー KS-099A	00170-001205
6	スイングアーム介助バー KS-096A	00170-000551
6	ソフトカバー付スイングアーム介助バー KS-096ACL	00170-000714
6	スイングアーム介助バー KS-098A	00170-000898
6	ソフトカバー付スイングアーム介助バー KS-098ACL	00170-000901
6	サイドグリップ KS-030A	00170-000897
6	ソフトカバー付サイドグリップ KS-030AC	00170-000902
7	楽匠プラス 延長フレーム KQ-PA0L	00170-001344
7	楽匠プラス 延長フレーム KQ-PA2L	00170-001345
7	楽匠Z 延長フレーム KQ-P70L	00170-000792
7	楽匠Z 延長フレーム KQ-P72L	00170-000793
7	楽匠S 延長フレーム KQ-P90L	00170-000525
7	楽匠S 延長フレーム KQ-P92L	00170-000526
7	楽匠S 延長フレーム KQ-P94L	00170-000681
7	延長マットレス (プレグラール) KE-553L	00170-000565
7	延長マットレス (プレグラール) KE-551L	00170-000563
7	延長マットレス (プレグラール) KE-557L	00170-000661
7	キャスター KQ-P70C	00170-000794
7	キャスター KQ-P90C	00170-000560
7	キャスター付ハイトスペーサー KQ-P90CH	00170-000608
7	ハイトスペーサー KQ-P90H	00170-000561
7	楽匠プラス オプション脚座 KQ-PA0A	00170-001342
8	ベッドサイドテーブル KF-1970	00170-000719
8	ベッドサイドテーブル KF-1920	00170-000716
8	ベッドサイドテーブル KF-282	00170-000399
8	リハビリテーブル KF-840	00170-000489
8	オーバーベッドテーブル KF-832LB	00170-000323
8	オーバーベッドテーブル KF-813	00170-000387
8	点滴棒 IVボール KC-56	00170-000078
8	楽匠プラス IVボールホルダー KQ-PA0V	00170-001343
8	キャリーベルト 000-7111	01109-000005
8	イージーグライドM KZ-A29036	00170-000570
8	イージーモーションB MEMV	00054-000032
9	ミオレットⅢ 3M 樹脂 P113-31AC/32CC	00631-000557
9	ミオレットⅢ 3M 木製F P113-31BA/32DA	00631-000558
9	ミオレットⅢ 2M 樹脂 P113-21AC/22CC	00631-000553
9	ミオレットⅢ 2M 木製F P113-21BA/22DA	00631-000554
9	ミオレットⅢ 1M背上 樹脂 P113-11AC/12CC	00631-000549
9	ミオレットⅢ 1M背上 木製F P113-11BA/12DA	00631-000550
9	ミオレットⅡ 3M ウッドタイプ P106-31AA/P106-32AA	00631-000242

頁	商品名/規格/型番	TAIS-CODE
9	ミオレットⅢ 3M ホワイティタイプ P106-31AB/P106-32AB	00631-000243
9	ミオレットⅡ 2M ウッディタイプ P106-21AA/P106-22AA	00631-000240
9	ミオレットⅡ 2M ホワイティタイプ P106-21AB/P106-22AB	00631-000241
9	ミオレットⅡ 1M背 上 ウッディタイプ P106-11AA/P106-12AA	00631-000238
9	ミオレットⅡ 1M背 上 ホワイティタイプ P106-11AB/P106-12AB	00631-000239
9	ミオレットⅡ 1MH/L ウッディタイプ P106-41AA/P106-42AA	00631-000244
9	ミオレットⅡ 1MH/L ホワイティタイプ P106-41AB/P106-42AB	00631-000237
10	ニーパロⅡ PF500-116P	00631-000235
10	ニーパロⅡ PG03-116MP	00631-000536
10	ベッドサイドレール PA505-96	00631-000232
10	ベッドサイドレール PA505-75	00631-000230
10	ベッドサイドレール PA505-44	00631-000228
10	キャスター PC503-8CK1	00631-000236
10	ハイトスペーサー PC501-FU45	00631-000205
10	キャスター PC03-8CK	00631-000561
10	ハイトスペーサー PH05-45	00631-000562
10	ベッドテーブル PZT-840	00631-000178
10	ベッドサイドテーブル PT03-840MB	00631-000618
11	Emi 3M樹脂トールダーク WR3-83H16	00167-000324
11	Emi 3M樹脂トールダーク WR3-90H16	00167-000316
11	Emi 2M樹脂トールダーク WR2-83H16	00167-000340
11	Emi 2M樹脂トールダーク WR2-90H16	00167-000332
12	CORE Neo 3M ホワイティ NS-831	00167-000266
12	CORE Neo 3M 樹脂 NS-830	00167-000263
12	CORE Neo 2M ホワイティ NS-821	00167-000265
12	CORE Neo 2M 樹脂 NS-820	00167-000262
12	キャスター K-129	00167-000209
12	キャスター K-129WR	00167-000209
12	ハイトスペーサー K-140	00167-000166
12	ハイトスペーサー K-140WR	00167-000166
12	CORE Neo ロングボトムユニット NS-LB90	00167-000267
12	CORE Neo ロングボトムマットレス LBU-MB900	00167-000269
13	ベッドサイドレール K-170R	00167-000111
13	ベッドサイドレール K-170S	00167-000110
13	ベッドサイドレール K-170L	00167-000112
13	ベッドサイドレール K-195RX	00167-000233
13	ベッドサイドレール K-195SX	00167-000232
13	ベッドサイドレール K-195LX	00167-000234
13	ベッドサイドレール K-173	00167-000183
13	回転式アーム介助バー K-47R	00167-000226
13	回転式アーム介助バー K-55R	00167-000345
13	オーバーテーブル K-137N	00167-000221
13	オーバーテーブル K-137W	00167-000220
13	ベッドサイドテーブル PT-7000F(D)	00167-000351
13	PT-7000F(D)+笑テーブル PW-1000	00167-000388
14	プレグラーマットレス KE-553Q	00170-000142
14	プレグラーマットレス KE-5531Q	00170-000285
14	プレグラーマットレス KE-5511Q	00170-000286

頁	商品名/規格/型番	TAIS-CODE
14	プレグラーマットレス KE-551Q	00170-000159
14	プレグラーマットレス KE-557Q	00170-000444
14	アルファブラすくっとRe (通気タイプ) TS-SKT-ReA3R	00563-000106
14	アルファブラすくっとRe (通気タイプ) TS-SKT-ReA3S	00563-000107
14	アルファブラすくっとRe (通気タイプ) TS-SKT-ReA1R	00563-000108
14	アルファブラすくっとRe (通気タイプ) TS-SKT-ReA1S	00563-000109
14	ソフティア(通気) KE-261T	00170-001639
14	ソフティア(通気) KE-262T	00170-001641
14	ソフティア(通気) KE-263T	00170-001640
14	ソフティア(通気) KE-264T	00170-001642
14	エバーフィットC3(通気タイプ) KE-611TQ	00170-001042
14	エバーフィットC3(通気タイプ) KE-612TQ	00170-001043
14	エバーフィットC3(通気タイプ) KE-613TQ	00170-001044
14	エバーフィットC3(通気タイプ) KE-614TQ	00170-001045
14	エバーフィットC3(通気タイプ) KE-617TQ	00170-001046
14	ソフィアウェイ (防水タイプ) MHA1083A	00054-000306
14	ソフィアウェイ (防水タイプ) MHA1083SA	00054-000307
14	ソフィアウェイ (防水タイプ) MHA1091A	00054-000308
14	ソフィアウェイ (防水タイプ) MHA1091SA	00054-000309
14	ソフィアウェイ (防水タイプ) MHA10100A	00054-000310
14	メリー&ハリー CR-680/681/682	00206-000079
14	メリー&ハリー CR-683	00206-000128
15	アルファブラL (通気タイプ) MB-LA3R	00563-000091
15	アルファブラL (通気タイプ) MB-LA3S	00563-000092
15	アルファブラL (通気タイプ) MB-LA1R	00563-000093
15	アルファブラL (通気タイプ) MB-LA1S	00563-000094
15	アルファブラL (通気タイプ) MB-LA0R	00563-000095
15	アルファブラFII-W(防水) MB-FIIPW3R	00563-000151
15	アルファブラFII-W(防水) MB-FIIPW3S	00563-000152
15	アルファブラFII-W(防水) MB-FIIPW1R	00563-000153
15	アルファブラFII-W(防水) MB-FIIPW1S	00563-000154
15	ディンブルマットレス CR-540/541/542/543	00206-000070
15	エバーブラウド (通気タイプ) KE-623TQ	00170-000964
15	エバーブラウド (通気タイプ) KE-624TQ	00170-000965
15	エバーブラウド (通気タイプ) KE-621TQ	00170-000962
15	エバーブラウド (通気タイプ) KE-622TQ	00170-000963
15	ピュアラライフエアーマットレス PA2004A/PA2004B	00537-000003
15	ファセットケアマットレス KG1496	00357-000136
15	ファセットケアマットレス KG1497	00357-000137
16	ネクスasB CR-770	00206-000161
16	ネクスasB CR-773	00206-000162
16	ネクスasR CR-660	00206-000082
16	ネクスasR CR-665	00206-000084
16	ネクスasR CR-663	00206-000083
16	ネクスasR CR-667	00206-000085
16	ネクスasR CR-669	00206-000086
16	ネクスasR CR-685	00206-000087
16	ネクスasRプラス CR-671	00206-000088

特殊寝台

付
属
品
特殊寝台

床
す
れ
止
用
具

体
位
変
換
器

認
知
症
老
人
排
徊
感
知
機
器

車
い
す

付
属
品
車いす

ス
ロー
プ

つ
え
歩
行
補
助

歩
行
器

リ
フ
ト
移
動
用

手
す
り

コ
ー
ド
T
A
I
S

TAISコード一覧

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊
感知機器

車いす

車いす
付属品

スロープ

歩行補助
つえ

歩行器

移動用
リフト

手すり

TAIS
コード

頁	商品名/規格/型番	TAIS-CODE
16	ネクススRプラス CR-675	00206-000090
16	ネクススRプラス CR-673	00206-000089
16	ネクススRプラス CR-677	00206-000091
16	ネクススRプラス CR-679	00206-000092
16	ネクススRプラス CR-687	00206-000093
16	マイクログライメイト ビッグセル アイズ CR-750	00206-000140
16	マイクログライメイト ビッグセル アイズ CR-755	00206-000142
16	マイクログライメイト ビッグセル アイズ CR-753	00206-000141
16	マイクログライメイト ビッグセル アイズ CR-757	00206-000143
16	マイクログライメイト ビッグセル アイズ CR-761	00206-000144
16	ここちあ利楽flow (清拭タイプ) KE-913S	00170-001353
16	ここちあ利楽flow (清拭タイプ) KE-914S	00170-001354
16	ここちあ利楽flow (清拭タイプ) KE-911S	00170-001351
16	ここちあ利楽flow (清拭タイプ) KE-912S	00170-001352
16	ビッグセルインフィニティ CR-550/553/555/557	00206-000074
16	ビッグセルインフィニティ CR-559	00206-000126
16	ビッグセルインフィニティプラス CR-561/563/565/567	00206-000076
16	ビッグセルインフィニティプラス CR-569	00206-000127
17	ビリーブ MBLV83	00054-000566
17	ビリーブ MBLV83S	00054-000568
17	ビリーブ MBLV91	00054-000567
17	ビリーブ MBLV91S	00054-000569
17	スコープライト MSCPL83	00054-000651
17	スコープライト MSCPL83S	00054-000653
17	スコープライト MSCPL91	00054-000652
17	スコープライト MSCPL91S	00054-000654
17	オスカー MOSC83/83S/91/91S	00054-000137
17	ラグーナ CR-700	00206-000102
17	ラグーナ CR-705	00206-000104
17	ラグーナ CR-703	00206-000103
17	ラグーナ CR-707	00206-000105
17	ラグーナ CR-711	00206-000106
17	ラグーナプラス CR-721	00206-000107
17	ラグーナプラス CR-725	00206-000109
17	ラグーナプラス CR-723	00206-000108
17	ラグーナプラス CR-727	00206-000110
17	ラグーナプラス CR-731	00206-000111
18	ウェルビーHC ピロー PC-HC-P1C	00563-000080
18	ウェルビーHC ウェーブ PC-HC-W1C	00563-000076
18	ウェルビーHC ブーメラン (大) PC-HC-B1C	00563-000074
18	ウェルビーHC ブーメラン (小) PC-HC-B2C	00563-000075
18	ナーセントパットA (3点セット)	00149-000012
18	ナーセントパットA (2点セット)	00149-000045
18	スマイルシート L CS-SM-L	00563-000052
18	スマイルシート M CS-SM-M	00563-000051
18	トレイージースライドシート TES100	00947-000001
19	家族コール3A スマート HKSM-3A	00318-000150
19	家族コール3A メロディチャイム HK-3A	00318-000146

頁	商品名/規格/型番	TAIS-CODE
19	家族コール3B スマート HKSM-3B	00318-000151
19	家族コール3B メロディチャイム HK-3B	00318-000147
19	家族コール3C スマート HKSM-3C	00318-000152
19	家族コール3C メロディチャイム HK-3C	00318-000148
19	家族コール3D スマート HKSM-3D	00318-000153
19	家族コール3D メロディチャイム HK-3D	00318-000149
19	多機能受信機スマートK HRSMK-1	00318-000163
19	メロディチャイム HRHK-1	00318-000162
19	床センサーK MSK-1/コンソール HTHK-1	00318-000127
19	ベッドセンサーK BSDK-1/コンソール HTHK-1	00318-000128
19	超音波・赤外線センサーK UISK-1	00318-000160
19	ドアスイッチK DRSK-1/コンソール HTHK-1	00318-000102
19	家族コールワイドA HKW-1A	00318-000171
19	家族コールワイドB HKW-1B	00318-000172
19	家族コールワイドC HKW-1C	00318-000173
19	家族コールワイドD HKW-1D	00318-000174
19	見守りルーター HPC-1	00318-000170
19	お待ちくん マットセンサ送信機 TX-M48	00021-000086
19	携帯型受信機 RXF-60K	00021-000095
19	卓上型受信機 HC-350	00021-000077
19	起き上がりくん ベッドセンサ送信機 TX-BS3	00021-000087
20	ネクストコア NEXT-11B (38/40/42)	00066-000315
20	ネクストコアHB NEXT-11B HB(38/40/42)	00066-000358
20	ネクストコア NEXT-21B (38/40/42)	00066-000316
20	ネクストコアHB NEXT-21B HB(38/40/42)	00066-000359
20	ネクストコア NEXT-31B (38/40/42)	00066-000318
20	ネクストコアHB NEXT-31B HB(38/40/42)	00066-000360
20	ネクストコア NEXT-41B (38/40/42)	00066-000319
20	ネクストコアHB NEXT-41B HB(38/40/42)	00066-000361
20	ネクストコア NEXT-51B (38/40/42)	00066-000320
20	ネクストコアHB NEXT-51B HB(38/40/42)	00066-000362
20	ネクストコア NEXT-61B (38/40/42)	00066-000321
20	ネクストコアHB NEXT-61B HB(38/40/42)	00066-000363
20	ネクストコア ワイドHB NEXT-52B HB	00066-000394
20	ネクストコア ワイドHB NEXT-62B HB	00066-000395
21	ネクストコア ブチ NEXT-10B	00066-000324
21	ネクストコア ブチHB NEXT-10B HB	00066-000373
21	ネクストコア ブチ NEXT-20B	00066-000325
21	ネクストコア ブチHB NEXT-20B HB	00066-000374
21	ネクストコア グラン NEXT-12B	00066-000326
21	ネクストコア グランHB NEXT-12B HB	00066-000375
21	ネクストコア グラン NEXT-22B	00066-000327
21	ネクストコア グランHB NEXT-22B HB	00066-000376
21	ネクストコア ミニモ NEXT-50B	00066-000328
21	ネクストコア ミニモHB NEXT-50B HB	00066-000364
21	ネクストコア ミニモ NEXT-60B	00066-000329
21	ネクストコア ミニモHB NEXT-60B HB	00066-000365
21	ネクストコア くるり(低床) NEXT-70B	00066-000335

頁	商品名/規格/型番	TAIS-CODE
21	ネクストコア くるり(低床)HB NEXT-70B HB	00066-000377
21	ネクストコア くるり(中床) NEXT-71B	00066-000333
21	ネクストコア くるり(中床)HB NEXT-71B HB	00066-000378
21	ネクストコア くるり(低床) NEXT-80B	00066-000336
21	ネクストコア くるり(低床)HB NEXT-80B HB	00066-000379
21	ネクストコア くるり(中床) NEXT-81B	00066-000334
21	ネクストコア くるり(中床)HB NEXT-81B HB	00066-000380
22	グレイスコア GRC-11B(40/42)	00066-000399
22	グレイスコア GRC-21B(40/42)	00066-000400
22	グレイスコアマルチ GRC-31B(40/42)	00066-000401
22	グレイスコアマルチ GRC-41B(40/42)	00066-000402
22	グレイスコアアジャスト GRC-51B(40/42)	00066-000409
22	グレイスコアアジャスト GRC-61B(40/42)	00066-000408
22	MW-SL5B TDK 立ち止まりくん	00066-Z00086
23	カルッタ CRT-1 GR/NV	00122-000560
23	カルッタ CRT-2 GR/NV	00122-000562
23	カルティマ CRT-5 GR/NV	00122-000568
23	カルティマ CRT-6 GR/NV	00122-000570
23	カルティマ CRT-7 GR/NV	00122-000572
23	カルティマ CRT-8 GR/NV	00122-000574
23	スキット5 SKT-5	00122-000444
23	スキット6 SKT-6	00122-000375
24	WAVITROO WAR22_Fabric(40/42/45)	00160-000307
24	WAVITROO WAR16_Fabric(40/42/45)	00160-000308
24	WAVITROO+ WARP22_Fabric(40/42/45)	00160-000309
24	WAVITROO+ WARP16_Fabric(40/42/45)	00160-000310
24	モダンC(中床) KMD-C22 SW脚(38/40/42)	00160-000292
24	モダンC(低床) KMD-C16 SW脚(38/40/42)	00160-000294
24	モダンC(中床) KMD-C22 ELB脚(38/40/42)	00160-000293
24	モダンC(中床) KMD-C16 ELB脚(38/40/42)	00160-000295
24	モダンC(低床) KMD-C20 ELB脚(38/40/42)	00160-000293
24	モダンC(低床) KMD-C16 ELB脚(38/40/42)	00160-000295
25	NEO-1a	00175-000387
25	NEO-2a	00175-000388
25	ステイヤー SY22-40/42SB	00160-000326
25	ステイヤー SY16-40/42SB	00160-000329
25	車イス用酸素ボンベ架	00066-000210
25	NEXT-CORE 用 ボンベ架セット	00066-Z00076
25	車イス用ガードル架	00066-000209
25	ブラパックルベルト KF-6C	00175-Z00022
25	ワンタッチプラスチックベルト	00066-000201
25	ワンタッチシートベルト MS-111	00122-000225
26	スキット7 SKT-7 SW脚	00122-000433
26	スキット8 SKT-8 SW脚	00122-000485
26	フルリクライニング 1型	00066-000004
26	ぴったりフィットくるん KPFK-12	00160-000250
26	ネッティem(背張り調整無) 39002-426	00245-000170
26	ネクストローラー_sp2 NR_SP2	00122-000491

頁	商品名/規格/型番	TAIS-CODE
27	マイチルトミニ3DL MH-SRL-SE リフトアップ付 SW&ELB脚	00066-000352
27	マイチルトミニ3DL MH-SRL リフトアップ付 SW脚	00066-000351
27	マイチルトミニ3D MH-SR-SE リフトアップ無 SW&ELB脚	00066-000350
27	マイチルトミニ3D MH-SR リフトアップ無 SW脚	00066-000349
27	マイチルトコンパクトII リフトアップ付/SW MH-CR2L	00066-000413
27	マイチルトコンパクトII リフトアップ付/SW&ELB MH-CR2L-SE	00066-000414
27	マイチルトコンパクトII リフトアップ無/SW MH-CR2	00066-000411
27	マイチルトコンパクトII リフトアップ無/SW&ELB MH-CR2-SE	00066-000412
27	マイチルトコンパクト3D MH-CR3D SW脚	00066-000307
27	マイチルトコンパクト3D MH-CR3D SW&ELB脚	00066-Z00072
28	アルファブラフクッション(撥水・防水タイプ) FWC-4040	00563-000124
28	アルファブラクッション KC-WP4040	00563-000017
28	デュオジェルクッション CK-385	00206-000048
28	ブレイラハイブリッド・ケアシート BRHS-400BL	01149-000014
28	アウルCARE 40F OWL40F-BK1-4040	00540-000067
28	アウルCARE 60F OWL60F-BK1-4040	00540-000068
28	アウルCARE 75F OWL75F-BK1-4040	00540-000069
28	アウルCARE 80C OWL80C-BK1-4040	00540-000071
29	リフレックス 735001-16162	00468-000034
29	メリディアン 720002-1616-1	00468-000031
29	J3クッション J3CS1616BFFS/ J3CS1515AFFS	01885-000019
29	シーボス MSPBL	00054-000030
29	Folio フオリオ CK-405	00206-000132
29	パワークッション MPWCL	00054-000439
29	アウルサポート(セット) OWLS-S01B01	00540-000017
29	アウルサポート(背) OWLS-B01	00540-000015
29	アウルサポート(座) OWLS-S01	00540-000016
29	ボディサポート BSW5	00468-000011
30	ケアスロープ CS-65	00093-000015
30	ケアスロープ CS-100	00093-000016
30	ケアスロープ CS-120	00093-000017
30	ケアスロープ CS-150	00093-000018
30	ケアスロープ CS-175	00093-000019
30	ケアスロープ CS-200	00093-000020
30	ケアスロープ CS-240C	00093-000021
30	ケアスロープ CS-285C	00093-000038
30	ケアスロープ UL CS-285UL	00093-000066
30	ケアスロープJ CSJ-300	00093-000022
30	ケアスロープJ CSJ-325	00093-000023
30	ケアスロープJ CSJ-350	00093-000024
30	ケアスロープJ CSJ-390	00093-000025
30	ケアスロープJ CSJ-435	00093-000043
30	ケアスロープJ CSJ-350W	00093-000044
30	ケアスロープJ CSJ-375	00093-000045
30	ケアスロープJ CSJ-415	00093-000046
30	ケアスロープJ CSJ-460	00093-000047
30	ケアスロープJ CSJ-400	00093-000048
30	ケアスロープJ CSJ-440	00093-000049

特殊寝台

付
属
品
特殊寝台床
す
れ
止
用
具体
位
変
換
器認
知
症
老
人
排
徊
機
器車
い
す付
属
品
車いすス
ロー
プ歩
行
補
助
つ
え歩
行
器移
動
用
リ
フ
ト手
す
りT
A
I
S
コ
ー
ド

TAISコード一覧

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊
感知機器

車いす

車いす
付属品

スロープ

歩行補助
つえ

歩行器

移動用
リフト

手すり

TAIS
コード

頁	商品名/規格/型番	TAIS-CODE
30	ケアスロープJ CSJ-485	00093-000050
30	ケアスロープJ CSJ-480	00093-000051
30	ケアスロープJ CSJ-525	00093-000052
30	ケアスロープJ CSJ-570	00093-000053
30	ケアスロープT CST-120	00093-000065
30	ケアスロープT CST-150	00093-000059
30	ケアスロープT CST-175	00093-000060
30	ケアスロープT CST-200	00093-000061
30	ケアスロープT CST-240	00093-000062
30	ケアスロープT CST-285	00093-000063
31	ケアスロープJC CSJC-150	00093-000054
31	ケアスロープJC CSJC-175	00093-000055
31	ケアスロープJC CSJC-200	00093-000056
31	ケアスロープJC CSJC-240C	00093-000057
31	ケアスロープJC CSJC-285C	00093-000058
31	段ないイス ロールタイプ 1500 630-150	01235-000036
31	段ないイス ロールタイプ 1800 630-180	01235-000039
31	段ないイス ロールタイプ 2100 630-210	01235-000042
31	段ないイス ロールタイプ 2400 630-240	01235-000045
31	インタースロープ MSRP1076	00054-000173
31	インタースロープ MSRP1576	00054-000174
31	インタースロープ MSRP2076	00054-000175
31	インタースロープ MSRP2576	00054-000176
31	インタースロープ MSRP3076	00054-000177
31	インタースロープ MSRP3576	00054-000178
31	インタースロープ MSRP4076	00054-000179
31	インタースロープ MSRP4576	00054-000180
31	インタースロープ MSRP5076	00054-000181
31	インタースロープ MSRP5576	00054-000182
31	インタースロープ MSRP6076	00054-000183
32	テトラ・ケインα S	01105-000033
32	テトラ・ケインα M	01105-000034
32	超軽量アルミ4点杖(花柄ピンク/ブロンズ)	00875-000005
32	テトラ・ケイン (青墨) S	01105-000001
32	テトラ・ケイン (青墨) M	01105-000028
32	4点杖 CMS-40S (シルバー/黒)	00066-000222
32	テトラ・ケイン ラージベース S	01105-000009
32	テトラ・ケイン ラージベース M	01105-000029
32	4点ステッキ FS4-C/FS4-B	00465-000020
32	テトラ・ケイン ラージベース M 立ち上がり補助機能付	01105-000010
32	ロフトスタンドクラッチ KR-108B	00136-000054
33	ケアリング多点杖 C032(グレー)/C033(ピンク)	01765-000004
33	カーボン四点可動式スモール 74MC-3(グレー)/74MC-F2(かすみ草)	00576-000033
33	楽スマ スリーベース (R-101/R-102/R-103)	00875-000013
33	かるがも4ポイントステッキ (ステンカラー) WB3826	00121-000015
33	ヒューゴステッキオフセット多点杖 104764(グレー)	00110-000107
33	アルミ松葉杖 M/シルバー CMS-80M	00066-000218
33	アルミ松葉杖 S/シルバー CMS-80S	00066-000217

頁	商品名/規格/型番	TAIS-CODE
33	アルミサイドウォーカー NZW-153	00175-000243
33	コンパクトサイドケイン HKS01	00030-000151
34	スリムフレームウォーカー WFS-4968	00855-000002
34	スリムフレームウォーカー 5インチ回転キャスター WFS-4968-5	00855-000048
34	スリムフレームウォーカー 3インチ回転キャスター WFS-4968-3S	00855-000050
34	スリムフレームウォーカー 3インチ固定キャスター WFS-4968-3K	00855-000052
34	ミニフレームウォーカー WFM-4262	00855-000003
34	ミニフレームウォーカー 5インチ回転キャスター WFM-4262-5	00855-000008
34	ミニフレームウォーカー 3インチ回転キャスター WFM-4262-3S	00855-000010
34	ミニフレームウォーカー 3インチ固定キャスター WFM-4262-3K	00855-000012
34	MgウォーカーⅢ S	01105-000014
34	MgウォーカーⅢ M	01105-000015
34	アイルムーヴX	01446-000003
34	トレウォークスリム	00175-000283
34	アルコー1G-T	00125-000021
34	アルコー1S	00125-000011
35	セーフティーアーム SAR-C	00465-000016
35	セーフティーアームウォーカーハイ SAWHR	00465-000099
35	セーフティーアームウォーカー SAWR	00465-000036
35	セーフティーアームウォーカーミニ SAWSR	00465-000037
35	セーフティーアームウォーカーSS SAWSSR	00465-000043
35	セーフティーアームウォーカーハイ Cタイプ SAWCHR	00465-000047
35	セーフティーアームウォーカー Cタイプ SAWCR	00465-000025
35	セーフティーアームウォーカーミニ Cタイプ SAWCSR	00465-000040
35	セーフティーアームウォーカーSS Cタイプ SAWCSSR	00465-000044
35	セーフティーアームウォーカーハイ Mタイプ SAWMHR	00465-000048
35	セーフティーアームウォーカー Mタイプ SAWMR	00465-000039
35	セーフティーアームウォーカーミニ Mタイプ SAWMSR	00465-000041
35	セーフティーアームウォーカーSS Mタイプ SAWMSSR	00465-000045
35	セーフティーアームウォーカーハイ Lタイプ SAWLHR	00465-000100
35	セーフティーアームウォーカー Lタイプ SAWLR	00465-000017
35	セーフティーアームウォーカーミニ Lタイプ SAWLSR	00465-000054
35	セーフティーアームウォーカー Gタイプ SAWGR	00465-000038
35	セーフティーアームウォーカーミニ Gタイプ SAWGSR	00465-000027
35	セーフティーアームVタイプウォーカー SAV	00465-000055
35	セーフティーアームUタイプウォーカー SAUJ	00465-000056
36	テイコブリトルホーム WAW05	00030-000166
36	テイコブリトルホームF WAW18	00030-000187
36	テイコブリトルワゴン WAW07	00030-000171
36	テイコブリトルワゴンミニ WAW21 WR	00030-000190
36	レッツゴー 117500	00110-000098
36	レッツゴーミニ 117502	00110-000106
36	テイコブリトルハイII WAW15 CB/WR	00030-000173
36	テイコブリトル HS05	00030-000099
36	テイコブリトルスリム WAW04 BR	00030-000163
37	ジスタ WAW33	00030-000241
37	サンティノ WAG02 NV/BR	00030-000189
37	アイルウォークα	01446-000001

頁	商品名/規格/型番	TAIS-CODE
37	アイルウォークライト	01446-000004
37	ハッピーII NB 117005	00110-000095
37	シンフォニーSP (CLブラウン)	00576-000014
37	ハッピーミニ 117003	00110-000103
37	シンフォニーSPスリム オレンジ・BR/花柄紺	00576-000039
37	ハッピーII トール 117070	00110-000127
38	ミケーレ WAG01 NV/BR	00030-000175
38	ミシェル WAW22	00030-000194
38	リトルターン ハイタイプ 532-315	00221-000456
38	リトルターン トール 103タイプ 532-327	00221-000549
38	テコブリトルF WAW03	00030-000159
38	シトレア WAW23	00030-000226
38	テコブリトルボンベF WAW17	00030-000174
38	シトレアワイド WAW27	00030-000236
39	テコブリトルR HS05R	00030-000144
39	テコブリトルRF WAW02	00030-000158
39	ハッピーIINB抑速ブレーキ 117007	00110-000119
39	シトレアR WAW25	00030-000231
39	ハッピーミニ抑速ブレーキ 117079	00110-000129
39	シトレアワイドR WAW28	00030-000237
39	テコブリトルボンベ WAW06	00030-000165
39	リトルターン 抑速付 532-323	00221-000548
40	つるべBセット	00229-000005
40	床走行式電動介護リフト KQ-781	00170-000695
40	独立宣言プリモ DSPR2	00088-000016
40	独立宣言リクライニング DSREC	00088-000015
40	独立宣言暖らん DSDAR	00088-000021
40	独立宣言ローザ ワイドシート DSRS-W	00088-000023
40	移乗サポートロボットHug L1 L1-01	01666-000002
40	移乗サポートロボットHug T1 T1-02	01666-000003
41	バスリフト EWB101RS	00187-000247
41	バスリフト 乗り越えキット付き EWBS101RS-1	00187-000250
41	バスラベンダー	00109-000108
41	リーチ ショート MREALT/ロング MREALTL	00054-000170
41	リーチ レギュラータイプ (電動式) MREAD	00054-000277
42	ルーツ センタータイプ MNTPSBR	00054-000117
42	ルーツ サイドタイプ MNTPLBR	00054-000116
42	ルーツ ロングタイプ MNTPLGBR	00054-000133
42	ルーツ コーナータイプ MNTPCRBR	00054-000132
42	スタンディ PN-L80401	00980-000315
43	たちあっぷ CKA-01	00055-000071
43	たちあっぷ CKA-02	00055-000072
43	たちあっぷ CKA-03	00055-000073
43	たちあっぷ CKA-04	00055-000074
43	たちあっぷ ベッドでとまるくん CKA-CA	00055-000210
43	たちあっぷ ベッドでとまるくん CKA-CK	00055-000211
43	おもしろくん CKA-J	00055-000104
43	つながるくん 60 CKA-E60	00055-000099

頁	商品名/規格/型番	TAIS-CODE
43	つながるくん 90 CKA-E90	00055-000100
43	つながるくん 120 CKA-E120	00055-000101
44	たよレール1型 BZ-N01	01265-000054
44	たよレール2型 BZ-N02	01265-000055
44	たよレール3型 BZ-N03	01265-000056
44	たよレール4型 BZ-N04	01265-000087
45	わたレール600 BZW-600N	01265-000050
45	わたレール900 BZW-900N	01265-000051
45	わたレール1200 BZW-1200N	01265-000081
45	たよレールアームN BZO-10	01265-000131
45	たよレールアップ BZO-12	01265-000175
45	たよレールウェイト BZO-05	01265-000202
45	たよレールhigh 屋内用 BZH-01	01265-000048
45	たよレールhigh 屋外用 BZH-101-A	01265-000080
46	ベスボジ-e 基本セット T型ベース BPE-100-10	00254-000051
46	ベスボジ-e 基本セット 丸型ベース BPE-100-11	00254-000052
46	ベスボジ-e 耐水 基本セット T型ベース BPE-100-80	00254-000066
46	ベスボジ-e 耐水 基本セット 丸型ベース BPE-100-81	00254-000053
46	ベスボジBPZ 基本セットレギュラー 丸型ベース BPZ-100-10	00254-000410
46	ベスボジBPZ 基本セットレギュラー T型ベース BPZ-100-50	00254-000416
46	ベスボジBPZ 基本セット ショート 丸型ベース BPZ-100-20	00254-000412
46	ベスボジBPZ 基本セット ショート T型ベース BPZ-100-60	00254-000418
46	ベスボジBPZ 基本セット ロング 丸型ベース BPZ-100-30	00254-000414
46	ベスボジBPZ 基本セット ロング T型ベース BPZ-100-70	00254-000420
46	ベスボジBPZ 耐水 基本セットレギュラー 丸型ベース BPZ-100-80	00254-000422
46	ベスボジBPZ 耐水 基本セット ショート 丸型ベース BPZ-100-81	00254-000423
46	ベスボジBPZ 耐水 基本セット ロング 丸型ベース BPZ-100-82	00254-000424
46	ベスボジ-e ウェーブ型手すり BPE-300-10	00254-000130
46	ベスボジ-e ウェーブ型ロング手すり BPE-300-40	00254-000133
46	ベスボジ-e グリップアーム-e 5P斜め BPE-300-50	00254-000142
46	ベスボジ-e グリップアーム-e 5P BPE-300-60	00254-000143
46	ベスボジ-e グリップアーム-e 3P BPE-300-70	00254-000144
46	ベスボジ-e 玄関用アーム レギュラー BPE-500-10	00254-000360
46	ベスボジ-e 玄関用アーム ショート BPE-500-20	00254-000361
46	ベスボジジョンバー 玄関アーム レギュラー ENT-180-30	00254-000159
46	ベスボジジョンバー 玄関アーム ショート ENT-180-40	00254-000160
47	ベスボジ-e 膝当て手すり BPE-200-10	00254-000127
47	ベスボジ-e 肘置き手すり BPE-200-20	00254-000128
47	ベスボジ-e プッシュ手すり BPE-200-30	00254-000129
47	ベスボジ-e 角型手すり BPE-300-30	00254-000132
47	ベスボジ-e 円型手すり BPE-300-20	00254-000131
47	ベスボジ-e b型手すり BPE-300-90	00254-000367
47	ベスボジ-e b型手すりロング BPE-300-100	00254-000368
47	ベスボジ-e D型手すり BPE-300-110	00254-000369
47	ベスボジ-e I型手すりロング BPE-300-120	00254-000370
47	ベスボジ-e レール手すり BPE-300-80	00254-000342
48	ベスボジ-e システム木手すり 固定セット600 SBR-10-060	00254-000113
48	ベスボジ-e システム木手すり 固定セット900 SBR-10-090	00254-000062

特殊寝台

付属品
特殊寝台

床ずれ
防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊
感知機器

車いす

付属品
車いす

スロープ

歩行補助
つえ

歩行器

移動用
リフト

手すり

TAIS
コード

頁	商品名/規格/型番	TAIS-CODE
48	ベスポジ-e システム木手すり 固定セット1200 SBR-10-120	00254-000117
48	ベスポジ-e システム木手すり 跳ね上げセット600 SBR-70-060	00254-000115
48	ベスポジ-e システム木手すり 跳ね上げセット900 SBR-70-090	00254-000064
48	ベスポジ-e システム木手すり 跳ね上げセット1200 SBR-70-120	00254-000119
48	ベスポジ-e システム木手すり 取外セット600 SBR-80-060	00254-000116
48	ベスポジ-e システム木手すり 取外セット900 SBR-80-090	00254-000065
48	ベスポジ-e システム木手すり 取外セット1200 SBR-80-120	00254-000120
48	ベスポジ-e システム木手すり 曲げセット600 SBR-20-060	00254-000114
48	ベスポジ-e システム木手すり 曲げセット900 SBR-20-090	00254-000063
48	ベスポジ-e システム木手すり 曲げセット1200 SBR-20-120	00254-000118
48	ベスポジ-e システム伸縮手すり 固定セット 600-900 SBR-30-609	00254-000169
48	ベスポジ-e システム伸縮手すり 固定セット 900-1200 SBR-30-912	00254-000170
48	ベスポジ-e システム伸縮手すり 曲げセット 600-900 SBR-40-609	00254-000171
48	ベスポジ-e システム伸縮手すり 曲げセット 900-1200 SBR-40-912	00254-000172
48	ベスポジ-e オフセット連結セット600 SBR-50-060	00254-000209
48	ベスポジ-e オフセット連結セット900 SBR-50-090	00254-000210
48	ベスポジ-e オフセット連結セット1200 SBR-50-120	00254-000211
48	ベスポジ-e 伸縮オフセット連結セット600-900 SBR-50-609	00254-000212
48	ベスポジ-e 伸縮オフセット連結セット900-1200 SBR-50-912	00254-000213
49	バディI Cタイプ 十字型 MNTCM-C	00054-000414
49	バディI Cタイプ I型 MNTCMIS-C	00054-000414
49	バディI Cタイプ 丸型 MNTCMRCS-C	00054-000414
49	バディI サイドバー MNTCM01LB	00054-000055
49	バディI L型サイドバー45 MNTCM07	00054-000066
49	バディI L型サイドバー90 MNTCM06	00054-000065
49	バディI 丸型サイドバー MNTCM05	00054-000064
49	クロスバー取り付けブラケット MNTCM03TB	00054-000228
49	バディI 固定式クロスバー90 MNTCM03BE009	00054-000339
49	バディI 固定式クロスバー120 MNTCM03BE012	00054-000340
49	バディI 跳ね上げ式クロスバー90 MNTCM02BE009	00054-000333
49	バディI 跳ね上げ式クロスバー120 MNTCM02BE012	00054-000334
50	たちあがら540 CKH-01	00055-000127
50	たちあがら540 CKH-02	00055-000128
50	たよレールdan Hタイプ BZD-03WN	01265-000235
50	たよレールdan Hタイプ BZD-01WN	01265-000233
50	たよレールdan Lタイプ BZD-07WD	01265-000240
50	たよレールdan Lタイプ BZD-05WD	01265-000238
50	BS小路 626-110	01235-000250
50	BS小路SS 626-110SS	01235-000256
50	BS小桜 633-210	01235-000251
51	ルーツ あがり框タイプ Hタイプ MNTPKH2BR	00054-000142
51	ルーツ あがり框タイプ Hタイプ MNTPKH1BR	00054-000143
51	ルーツ あがり框タイプ Lタイプ MNTPKL2BR	00054-000144
51	ルーツ あがり框タイプ Lタイプ MNTPKL1BR	00054-000145
51	あがり框用たちあがら CKE-01-1	00055-000109
51	あがり框用たちあがら CKE-02-1	00055-000110
51	あがり框用たちあがら CKE-03	00055-000107
51	あがり框用たちあがら CKE-04	00055-000108

頁	商品名/規格/型番	TAIS-CODE
51	あがり框用たちあがらミニ CKG-01	00055-000123
51	あがり框用たちあがらミニ CKG-02	00055-000124
51	あがり框用たちあがらミニ CKG-03	00055-000125
51	あがり框用たちあがらミニ CKG-04	00055-000126
52	たよレールSOTOE BZK-01	01265-000248
52	たよレールSOTOE BZK-02	01265-000251
52	たよレールSOTOE スリム BZK-03	01265-000259
52	たよレールSOTOE スリム BZK-04	01265-000261
52	わたレールEK BZW-7057EK	01265-000255
52	わたレールEK BZW-9070EK	01265-000255
52	わたレールEK BZW-1290EK	01265-000255
52	わたレールEK BZW-1612EK	01265-000303
53	たよレールSOTOE BZK-01S(7057)	01265-000250
53	たよレールSOTOE BZK-01S(9070)	01265-000250
53	たよレールSOTOE BZK-01S(1290)	01265-000250
53	たよレールSOTOE BZK-01S-1612	01265-000304
53	たよレールSOTOE BZK-02S(7057)	01265-000252
53	たよレールSOTOE BZK-02S(9070)	01265-000252
53	たよレールSOTOE BZK-02S(1290)	01265-000252
53	たよレールSOTOE BZK-02S-1612	01265-000306
53	たよレールSOTOE BZK-01W(7057)	01265-000249
53	たよレールSOTOE BZK-01W(9070)	01265-000249
53	たよレールSOTOE BZK-01W(1290)	01265-000249
53	たよレールSOTOE BZK-01W-1612	01265-000310
53	たよレールSOTOE BZK-02W(7057)	01265-000253
53	たよレールSOTOE BZK-02W(9070)	01265-000253
53	たよレールSOTOE BZK-02W(1290)	01265-000253
53	たよレールSOTOE BZK-02W-1612	01265-000311
53	たよレールSOTOE スリム BZK-03S(7057)	01265-000260
53	たよレールSOTOE スリム BZK-03S(9070)	01265-000260
53	たよレールSOTOE スリム BZK-03S(1290)	01265-000260
53	たよレールSOTOEスリム BZK-03S-1612	01265-000307
53	たよレールSOTOE スリム BZK-04S(7057)	01265-000262
53	たよレールSOTOE スリム BZK-04S(9070)	01265-000262
53	たよレールSOTOE スリム BZK-04S(1290)	01265-000262
53	たよレールSOTOEスリム BZK-04S-1612	01265-000309
53	たよレールSOTOE BZK-0103W(7057)	01265-000265
53	たよレールSOTOE BZK-0103W(9070)	01265-000265
53	たよレールSOTOE BZK-0103W(1290)	01265-000265
53	たよレールSOTOE BZK-0103W-1612	01265-000312
53	たよレールSOTOE BZK-0204W(7057)	01265-000266
53	たよレールSOTOE BZK-0204W(9070)	01265-000266
53	たよレールSOTOE BZK-0204W(1290)	01265-000266
53	たよレールSOTOE BZK-0204W-1612	01265-000313
54	洋式トイレ用フレーム S-はねあげR	00221-000343
54	洋式トイレ用フレーム SUS-はねあげR-2 (樹脂肘掛)	00221-000459
54	洋式トイレ用フレーム SUS-はねあげR-2 (木製肘掛)	00221-000458
54	洋式トイレ用スライド手すり SUS PN-L53001	00980-000191

※掲載しているTAIS・福祉用具届出コードは、原稿作成時点で有効なものを掲載しております。商品によっては、発刊後にコードが変更となる場合がありますのでご了承ください。

頁	商品名 / 規格 / 型番	TAIS-CODE
54	洋式トイレ用ベストサポート手すり(肘掛はねあげタイプ) 627-010	01235-000008
54	SA手すり 627-060	01235-000225
54	ルーツ スモールタイプ 両手すり MNTPT2	00054-000217
54	ルーツ スモールタイプ 片手すり MNTPT1	00054-000216
54	アットグリップ トイレサポート H-T	00221-000578
54	アットグリップ トイレサポート H-S	00221-000577
54	アットグリップ トイレサポート HN-T	00221-000579
54	アットグリップ トイレサポート N-T	00221-000581
54	アットグリップ トイレサポート N-S	00221-000580

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊
感知機器

車いす

車いす
付属品

スロープ

歩行補助
つえ

歩行器

移動用
リフト

手すり

TAIS
コード

グットケアのご案内

福祉用具貸与事業所 (指定事業所番号：1970100960)

特定福祉用具販売

- 腰掛け便座(ポータブルトイレ)
- 特殊尿器
- 入浴補助用具
(シャワーチェア・浴槽台・浴槽グリップなど)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具部分

- 多点杖(松葉杖除く)
- 歩行器(歩行車除く)
- 固定用スロープ

住宅改修

- ▲手すりの取付
- ▲床段差の解消
- ▲滑り防止などの為の床材の変更
- ▲引き戸などへの扉の取替
- ▲洋式便所などへの便器の取替 など

居宅介護支援事業所

住吉居宅介護支援事業所

(指定事業所番号：1970100952)

TEL 055-236-0707 / FAX 055-236-6007

訪問介護事業所

住吉ヘルパーステーション

(指定事業所番号：1970101000)

TEL 055-236-6008 / FAX 055-236-6337

東光寺ヘルパーステーション「子ぶた」

(指定事業所番号：1970101273)

TEL 055-236-6556 / FAX 055-236-6557

地域密着型 通所介護

デイサービスセンター「笑くぼ」

(指定事業所番号：1970101612)

TEL 055-236-6336 / FAX 055-236-6337

デイサービスセンター「よつ葉」

(指定事業所番号：1970102065)

TEL 055-236-6344 / FAX 055-236-6557

デイサービスセンター「すみよし」

(指定事業所番号：1970104350)

TEL 055-242-3113 / FAX 055-242-3114

サービス付き高齢者向け住宅

グットハウス「すみよし」

TEL 055-242-3113 / FAX 055-242-3114

私たちは、ご家族全員が明るく快適に暮らせる生活

《自立・介護・環境づくり》をサポートします。

お問い合わせは



やさしさ・おもいやりを...

有限会社 グットケアー

本部

〒400-0851

甲府市住吉5丁目21番1号

TEL (055) 236-6006

FAX (055) 236-6007

<http://www.goodcare-kaigo.com/>

E-mail good-care@bg.wakwak.com



※無断での転写を禁じます。

※印刷のため商品の色調は実際とは異なる場合があります。

※商品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

Copyright © Care's no. A Right Reserved

2025.01

※無断での転写を禁じます。※印刷の為商品の色調は実際と異なる場合があります。※商品の仕様は改良の為予告なく変更する場合があります